



## DMV Magic Touch™

### Za tvrde i plinopropusne kontaktne leće

#### Namjena

Ovo pomagalo namijenjeno je za umetanje i uklanjanje tvrdih i plinopropusnih kontaktnih leća.

#### Upute za uporabu



Prije prvog korištenja očistite pomagalo 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite da se osuši.

**Uklanjanje** – Navlažite sukcijsku čašicu. Čvrsto stisnite sredinu drške. Provjerite da je kontaktna leća u oku smještena centralno. Uz pomoć zrcala postavite sukcijsku čašicu paralelno s prednjom stranom leće i njome dotaknite središte leće. Čvrstim stiskom ručke načinite negativni tlak (sukciju) Odvojite kontaktnu leću izravno iz oka. Nakon uklanjanja leće, otpustite stisak na drški kako bi leća skliznula sa sukcijske čašice.

**Umetanje** – Postavite navlaženu kontaktnu leću na sukcijsku čašicu Vlažna leća će se priljubiti na tom mjestu. **NEMOJTE** stiskati ručku. Umetnite kontaktnu leću izravno u oko.

Slijedite upute svoga optičara/oftalmologa.

#### Čišćenje

Svakiput nakon uporabe pomagalo DMV Magic Touch očistite 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite ga da se osuši. Nakon sušenja pomagalo spremite u njegovu kutiju. Pazite da u zračnom kanalu ne bude ostataka nečistoća. Planirajte ga zamijeniti svakih šest mjeseci.



**Mjere opreza:** Ako se pomagalo DMV Magic Touch slučajno zaljepi za oko, otpustite pritisak na drški i odvojiti će se od oka. Ovo se pomagalo neće zaljepiti za oko.



**Oprez:** Ovaj proizvod nemojte držati u blizini tekućina kao što su krema za ruke, gel za kosu, sredstvo za uklanjanje laka za nokte i jako oksidirajućih sredstava.



**Oprez: Opasnost od gušenja.** Držite ovo pomagalo i sve druge medicinske naprave izvan dosega male djece. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu kod bolesnih ili ozlijeđenih očiju. Ako iskusite nadražaj oka, neuobičajeno oslabljen vid ili bol, obratite se oftalmologu..



**Oprez:** Premda s primjenom ovog proizvoda nisu zabilježene alergije, **proizvod sadrži suhu prirodnu gumu. Ne sadrži poznati alergen tekući lateks.**



**DMV Magic Touch NEMOJTE upotrebljavati za MEKE ili hibridne kontaktne leće.**

Ako Vam se svezi primjene ovog proizvoda dogodi ikakav ozbiljni događaj, prijavite to proizvođaču. Ako živite u EU događaj prijavite kompetentnim tijelima u zemlji članici u kojoj ste nastanjeni.

Ovaj proizvod omogućuje nosiocima kontaktnih leća umetanje i uklanjanje kontaktnih leća tako da se upotrebljava u skladu s namjenom. Stoga se ovaj proizvod smatra medicinskim proizvodom.



Ovo je medicinski proizvod.



Zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla



Ne čuvati na temperaturi iznad 105 °C/220°F



Za jednog pacijenta - višekratna uporaba



Pročitajte upute za uporabu [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Datum proizvodnje



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands