



DMV Magic Touch™

Kõvade ja gaasi läbilaskvate kontaktläätsede jaoks

Sihotstarve

Seade on mõeldud kõvade ja gaasi läbilaskvate kontaktläätsede paigaldamiseks ja eemaldamiseks.

Kasutusjuhend



Enne esmakordselt kasutamist puhastage seadet 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada.

Eemaldamine – Niisutage iminapp. Pigistage käepide keskelt tugevalt kokku. Veenduge, et kontaktlääts oleks silma keskel. Hoidke iminappa otse kontaktlääts ees ja asetage see peegli abil kontaktläätsesse keskele. Imava toime tekitamiseks pigistage jätkuvalt käepidet. Eemaldage kontaktlääts otseliigutusega silmast. Pärast kontaktlääts eemaldamist lövendage haaret ümber käepideme ja libistage kontaktlääts iminapalt maha.

Paigaldamine – Asetage niisutatud kontaktlääts iminapale ilma käepidet pigistamata. Niisutatud kontaktlääts kinnitub napale. ÄRGE pigistage käepidet kontaktlääts paigaldamise ajal. Asetage kontaktlääts otseliigutusega silma.

Järgige teile kontaktläätsed paigaldanud isiku / silmaarsti juhiseid.

Puhastamine

Iga kord pärast seadme DMV Magic Touch kasutamist puhastage seda 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada. Pärast kuivatamist hoidke seadet selle karbis. **Hoidke õhukanal prügivaba.** Võtke plaani seade iga kuue kuu tagant välja vahetada.



Ettevaatusabinõud: Kui seade DMV Magic Touch peaks kogemata silma külge kinnituma, lövendage haaret ümber käepideme ja see eemaldub silmast. Seade ei jää silma külge kinni.



Hoiatus: Vältige seadme kokkupuudet vedelikega, nagu kätekreemid, juuksegeelid, küünela-
kieemaldi ja tugevalt oksüdeerivad ained.



Hoiatus: Lämpumisoht. Hoidke seda ja kõiki muid meditsiiniseadmeid väikelastest eemal.

Seda seadet ei soovitata kasutada, kui silmad on haiged või vigastatud. Kui teil tekib silmaärritus, ebaharilik nägemishäire või valu, pidage nõu oma silmaarstiga.



Hoiatus: Ehkki puuduvad tõendid selle seadmega seotud allergiaprobleemide kohta, sisaldab see siiski kuiva looduslikku kummit. **See ei sisalda vedelat lateksit**, mis on tuntud allergeen.



ÄRGE kasutage DMV Magic Touch seadet pehmete või hübriidsete kontaktläätsede jaoks.

Kui teil on selle seadmega seoses juhtunud mõni tõsine vahejuhtum, teatage sellest tootjale. Kui elate ELis, teatage juhtumist selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus olete asutatud.

Selle seadmega saavad kontaktläätsede kandjad paigaldada ja/või eemaldada kontaktläätsi nende sihtotstarbelise kasutamise eesmärgil. Seetõttu loetakse seda seadet meditsiiniseadmeks.



See seade on meditsiiniseade



Hoida otsese päikesevalguse eest



Hoida temperatuuril kuni
105°C/220°F



Ühele patsiendile – mitmekordseks kasutamiseks



Loe kasutusjuhendit
dmvcorp.com



Tootmiskuupäev



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands