



DMV Scleral Cup™



Szklérális kontaktlencsékhez és szemprotézisekhez

Alkalmazási terület

A DMV Scleral Cup a szklérális kontaktlencsék behelyezésére/eltávolítására és a szemprotézisek eltávolítására szolgál.

Használati utasítás



Az első használat előtt tisztítsa meg az eszközt 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni.

Eltávolítás – Nedvesítse meg a tapadókorongot, és nyomja össze a fogantyút. Tükör segítségével helyezze a tapadókorongot a szklérális kontaktlencsére. Engedje ki a fogantyút, hogy a szívó hatás megtartsa a kontaktlencsét. Ezt követően a kontaktlencse úgy mozgatható, hogy az eltávolítható a szemből. A legjobb technika elsajátítása érdekében kövesse kontaktológusa utasításait. Eltávolítás után nyomja meg ismét a fogantyút a szívóhatás megszüntetéséhez, és vegye le a lensét a tapadókorongról.

Behelyezés – A fogantyú összenyomása nélkül helyezze a nedves kontaktlencsét a tapadókorongra. A nedves lencse feltapad a tapadókorongra. NE nyomja össze a fogantyút a lencse behelyezése során. Óvatosan helyezze a szklérális lensét a nyitott szemre.

Kövesse kontaktológusa vagy szemorvosa utasításait.

Tisztítás

A DMV Scleral Cup eszközt használat után tisztítsa meg 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni. Az eszközt a tokjában tárolja, miután megszáradt. **Tartsa a légcsatortát szennyeződésektől tisztán.** Félévente cserélje az eszközt.



Elővigyázatosság: Ha a DMV Scleral Cup véletlenül a szemhez tapadna, nyomja meg enyhén a fogantyút a szívóhatás megszüntetéséhez, majd távolítsa el a szemről.



Figyelem: Tartsa távol a terméket olyan folyadékoktól, mint például a kézkrém, hajszelé, körömlakk lemosó, valamint az erős oxidálószerektől.



Figyelem: Fulladásveszély. Ezt és minden más orvostechnikai eszközt gyermekektől távol kell tartani. A termék használata nem ajánlott beteg vagy sérült szemén. Ha szemirritációt, szokatlan látászavart vagy fájdalmat tapasztal, forduljon szemorvoshoz.



Figyelem: Bár a termék allergizáló hatására vonatkozó bizonyítékok nem állnak rendelkezésre, a termék **száraz természetes gumit tartalmaz. Nem tartalmaz folyékony latexet**, mely ismert allergén.



NE használja a DMV Scleral Cup szoftvert lágy vagy hibrid kontaktlencséhez.

Ha az eszközzel kapcsolatban bármilyen súlyos esemény történt, jelentse azt a gyártónak. Ha Ön az EU-ban él, jelentse az esetet azon tagállam a illetékes hatóságának, ahol a tartózkodási helye van.

Ez a termék lehetővé teszi a kontaktlencse viselőinek, hogy a kívánt célnak megfelelően helyezték be és/ vagy távolítsák el kontaktlencséiket. Ezért ez a termék orvostechnikai eszköznek minősül.



Ez a termék orvostechnikai eszköz.



Óvja a közvetlen napsugárzástól.



Ne tárolja az eszközt 105 °C-nál melegebb helyen.



Egy beteg – többszöri használat



Olvassa el a használati útmutatót.
dmvcorp.com



Gyártás időpontja



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands