



DMV Scleral Cup™

Skleraalisille piilolinssille ja silmäproteeseille

Käyttötarkoitus

DMV Scleral Cup on suunniteltu skleraalisten piilolinssien asettamista/poistamista ja silmäproteesien poistamista varten.

Käyttöohjeet



Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla ja anna ilmkuivua.

Poistaminen – Kostuta imukuppi ja purista kädensijaa. Aseta imukuppi skleraalista piilolinssiä vasten käyttäen peiliä apuna. Lopeta kädensijan puristaminen, jolloin imu pitelee piilolinssistä kiinni. Silloin voit käsitellä piilolinssiä niin, että voit poistaa sen silmästä. Noudata piilolasiopittikosi antamia menettelyohjeita. Silmästä poistamisen jälkeen lopeta imu puristamalla jälleen kädensijasta ja poista piilolinssi imukupista.

Asettaminen – Aseta märkä piilolinssi imukuppiin puristamatta kädensijaa. Märkä linssi tarttuu kuppiin. ÄLÄ purista kädensijaa asettaessasi linssiä silmään. Aseta skleraalin piilolinssi auki olevaan silmään varovasti.

Noudata piilolinssiopittikoltasi saamiasi ohjeita.

Puhdistus

Puhdista DMV Scleral Cup jokaisen käyttökerran jälkeen 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla ja anna sen ilmkuivua. Kun laite on kuivunut, säilytä sitä kotelossaan. **Pidä ilmakanaava puhtaana jätemateriaalista.** Vaihda se uuteen kuuden kuukauden välein.



Huomioitavaa: Jos DMV Scleral Cup jää tahattomasti kiinni silmään, purista kädensijaa hieman niin että imu lakkaa, ja poista piilolinssi silmästä.



Huomio: Älä päästä tätä tuotetta kosketuksiin erilaisten nesteiden, kuten käsivoiteiden, hiusgeelien, kynsilakan poistoaineiden ja voimakkaasti hapettavien aineiden kanssa.



Huomio: Tukehtumisvaara. Pidä tämä laite ja muut lääkinälliset laitteet pois pienten lasten ulottuvilta. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi silmiin, joissa on jokin sairaus tai vamma. Jos havaitset silmissäsi ärsytystä, epätavallista näön heikkenemistä tai kipua, ota yhteys optikkoon tai silmälääkäriin.



Huomio: Vaikka tämän tuotteen käytön yhteydessä ei ole todettu allergioita, **se sisältää kuitenkin kuivaa luonnonkumia. Se ei sisällä nestemäistä lateksia,** joka on tunnettu allergeeni.



DMV Scleral Cup-tuotetta EI SAA käyttää PEHMEIDEN piilolinssien tai hybridipiilolinssien käsittelyyn.

Jos tämän laitteen käytössä on ilmennyt jokin vakava tapahtuma, ilmoita siitä valmistajalle. Jos asut jossakin EU:hun kuuluvassa maassa, ilmoita tapahtumasta asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tämän tuotteen avulla piilolinssien käyttäjät voivat asettaa ja/tai poistaa piilolinssit siten, että he voivat käyttää linsejä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Tämän vuoksi tuote kuuluu lääkinällisiin laitteisiin.



Tämä tuote on lääkinällinen laite



Pidä poissa suorasta auringonvalosta



Ei saa säilyttää yli 105 °C:n lämpötilassa.



Henkilökohtainen - kestävä käyttöinen



Lue käyttöohjeet
dmvcorp.com



Valmistuspäivämäärä.



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands