



## DMV Scleral Cup™

### Sklēras kontaktlēcām un acu protēzēm

#### Paredzētā izmantošana

DMV Scleral Cup ir paredzēts sklēras kontaktlēcu ielikšanai/izņemšanai un acs protēzes izņemšanai.

#### Lietošanas instrukcija



Pirms pirmās lietošanas reizes notīriet ierīci ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tai dabiskā veidā nožūt.

**Izņemšana** – Samitriniet piesūcekņa kausiņu un saspiediet kātiņu. Skatoties spogulī, novietojiet piesūcekņa kausiņu pretī sklēras kontaktlēcai. Atlaidiet vaļīgāk kātiņu, lai nodrošinātu lēcas pielipšanu. Pēc tam kontaktlēcu var pārvietot tā, lai izņemtu no acs. Izmantojiet optometrista ieteikto labāko metodi. Pēc izņemšanas vēlreiz saspiediet kātiņu, lai likvidētu piesūkšanos un izņemtu lēcu no piesūcekņa kausiņa.

**Ielikšana** – Uzlieciet mitro kontaktlēcu uz kausiņa, nespiežot kātiņu. Mitrā lēca pielips kausiņam. Ievieļojot lēcu, **NESASPIEDIET** kātiņu. Uzmanīgi ielieciet sklēras lēcu atvērtajā acī.

Ievērojiet optometrista/acs aprūpes speciālista norādījumus.

#### Tīrīšana

Pēc katras DMV Scleral Cup izmantošanas reizes notīriet to ar 70% izopropilspirtu un ļaujiet tam dabiskā veidā nožūt. Pēc nožāvēšanas uzglabājiet ierīci futrālī. **Nodrošiniet, lai gaisa kanālā nesakrātos netīrumi.** Ieplānojiet tās nomaigu reizi sešos mēnešos.



**Uzmanību!** Ja DMV Scleral Cup nejausi pielīp acij, viegli saspiediet kātiņu, lai likvidētu piesūkšanos, un izņemiet to no acs.



**Brīdinājums.** Lūdzu, neuzglabājiet šo izstrādājumu tuvumā tādiem šķidrumiem kā roku krēms, matu geli, nagu lakas noņēmējs uz spēcīgi oksidētāji.



**Brīdinājums. Aizrīšanās risks.** Uzglabājiet šo un visas citas medicīniskās ierīces maziem bērniem nepieejamā vietā. Šo izstrādājumu nav ieteicams lietot bojātās vai traumētās acīs. Ja Jums rodas acs kairinājums, neparasti redzes traucējumi vai sāpes, konsultējieties ar acs aprūpes speciālistu.



**Brīdinājums.** Lietojot šo izstrādājumu nav ziņots par alerģijām, **tas nesatur sausu dabisko kaučuku. Tas nesatur šķidro lateksu,** kas ir zināms alergēns.



**NELIETOJIET DMV Scleral Cup MĪKSTAJĀM vai hibrīda kontaktlēcām.**

Ja Jums rodas jebkāds nopietns negadījums, kas saistīts ar šīs ierīces lietošanu, ziņojiet par to ražotājam. Ja Jūs dzīvojat ES, par negadījumu ziņojiet tās Dalībvalsts atbildīgajai iestādei, kurā Jūs pastāvīgi uzturaties.

Izmantojot šo izstrādājumu, kontaktlēcu nēsātāji var ievietot un/vai izņemt kontaktlēcas, lai varētu tās lietot atbilstoši paredzētajam mērķim. Tāpēc šis izstrādājums ir uzskatāms par medicīnisku ierīci.



Šis izstrādājums ir medicīniska ierīce



Sargāt no tiešas saules gaismas



Uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz 105°C/220°F



Vienam pacientam – atkārtotai lietošanai



Skatīt lietošanas instrukciju [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Ražošanas datums



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague; The Netherlands