



DMV Scleral Cup™

Za skleralne kontaktne leče in očesne proteze

Predvidena uporaba

Pripomoček DMV Scleral Cup je izdelan za vstavljanje/odstranjevanje skleralnih kontaktnih leč in odstranjevanje očesnih protez.

Navodila za uporabo



Pred prvo uporabo pripomoček očistite s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom in počakajte, da se posuši na zraku.

Odstranjevanje – Navlažite prisesek in stisnite ročico. Namestite prisesek na skleralno kontaktno lečo; pri tem si pomagajte z ogledalom. Sprostite pritisk na ročico, da bo sesalna sila zgrabila lečo. Nato boste lahko kontaktno lečo premaknili in odstranili iz očesa. Za najboljšo tehniko se ravnajte po navodilih svojega predpisovalca kontaktnih leč. Po odstranitvi ponovno stisnite ročico, da prekinete sesanje, ter odstranite lečo s priseseka.

Vstavljanje – Namestite vlažno kontaktno lečo na prisesek, ne da bi pri tem stisnili ročico. Vlažna leča se bo v tem položaju oprijela priseseka. Med vstavljanjem leče NE stiskajte ročice. Nežno namestite skleralno lečo v odprto oko.

Ravnajte se po navodilih svojega predpisovalca kontaktnih leč/strokovnjaka za očesno nego.

Čiščenje

Po vsaki uporabi pripomoček DMV Scleral Cup očistite s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom in pustite, da se posuši na zraku. Ko se pripomoček posuši, ga shranite v njegov etui. **Pazite, da v zračnem kanalu ne bo delcev.** Načrtujte zamenjavo pripomočka vsakih šest mesecev.



Previdnostni ukrep: Če se pripomoček DMV Scleral Cup nenamerno oprime očesa, rahlo stisnite ročico, da prekinete sesanje, nato pa pripomoček odstranite od očesa.



Opozorilo: Ta pripomoček ne sme priti v stik s snovmi, kot so kreme za roke, geli za lase, odstranjevalci laka in močni oksidanti.



Opozorilo: Nevarnost zadušitve. Ta pripomoček in vse druge medicinske pripomočke shranjujte zunaj dosega majhnih otrok. Ta izdelek se ne priporoča za uporabo pri bolnih ali poškodovanih očeh. Če se pri vas pojavi draženje oči, neobičajna okvara vida ali bolečina, se posvetujte s svojim strokovnjakom za nego oči.



Opozorilo: Čeprav ni dokazov za težave z alergijami v povezavi s tem izdelkom, je treba upoštevati, da vsebuje suho naravno gumo. Ne vsebuje tekočega lateksa, ki je znan alergen.



Pripomočka DMV Scleral Cup NE uporabljajte za MEHKE ali hibridne kontaktne leče.

Če pride do kakršnega koli resnega neželenega dogodka v povezavi s tem pripomočkom, vas prosimo, da o tem poročate proizvajalcu. Če prebivate v EU, o neželenem dogodku poročajte pristojnemu organu države članice, v kateri imate stalno prebivališče.

Ta izdelek uporabnikom kontaktnih leč omogoča vstavljanje in/ali odstranjevanje kontaktnih leč, da jih lahko uporabljajo skladno s predvidenim namenom. Zato ta izdelek velja za medicinski pripomoček.



Ta izdelek je medicinski pripomoček.



Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.



Shranjujte pri temperaturi do 105 °C/220 °F



Za enega bolnika - za večkratno uporabo



Preberite navodila za uporabo.
dmvcorp.com



Datum proizvodnje



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague; The Netherlands