



DMV Ultra™ / DMV 45™

## Pro tvrdé a plyn propouštějící kontaktní čočky

Oba nástroje DMV Ultra a DMV 45 jsou konstruovány k zavádění a odstraňování tvrdých a plyn propouštějících kontaktních čoček. Nástroj DMV Ultra držte ve svislé poloze a nástroj DMV 45 držte nakloněný.

### Návod k použití



Před prvním použitím očistěte nástroj 70% izopropylalkoholem a nechte na vzduchu uschnout.

**Vyjmutí** – Navlhčete přísavku nástroje DMV Ultra/DMV 45 a navedte ji do oka. Dbejte na to, aby byla kontaktní čočka v oku vycentrována. Umístěte přísavku v ose před čočku a dotkněte se čočky pomocí zrcátka. Vyjměte kontaktní čočku přímo z oka. Po vyjmutí opatrně odsuňte kontaktní čočku stranou mimo přísavku.

**Nasazení** – Vlhké kontaktní čočky umístěte do mělké prohlubně v úzkém konci rukojeti. Vlhké čočky v této poloze přilnou. Zaveďte čočky do oka dotykem.

Postupujte podle pokynů specialisty pro nasazování kontaktních čoček / očního lékaře.

### Čištění

Pokaždé po použití nástroje DMV Ultra / DMV 45 jej vyčistěte 70% isopropylalkoholem a nechte na vzduchu vyschnout. Po vyschnutí skladujte nástroj v jeho obalu. Naplánujte jeho výměnu každých šest měsíců.



**Bezpečnostní opatření:** Pokud by náhodně došlo k přilnutí nástroje k oku, přesuňte jej do koutku oka a vyjměte otočením.



**Upozornění:** Chraňte tento výrobek před kapalinami, jako jsou krém na ruce, vlasové gely, odstraňovač laku na nehty a silná oxidační činidla.



**Upozornění: Nebezpečí udušení.** Uchovávejte tento a všechny ostatní zdravotnické prostředky mimo dosah malých dětí. Používání tohoto výrobku u nemocných či poraněných očí se nedoporučuje. Pokud zaznamenáte podráždění oka, neobvyklé zhoršení vidění nebo bolest, obraťte se na svého očního lékaře.



**Upozornění:** I když u tohoto výrobku nebyly prokázány žádné alergické obtíže, upozorňujeme, že obsahuje suchý přírodní kaučuk. Neobsahuje kapalný latex, což je známý alergen.



**DMV Ultra / DMV 45 NEPOUŽÍVEJTE pro MĚKKÉ nebo hybridní kontaktní čočky.**

Pokud by u vás došlo jakékoliv závažné příhodě v souvislosti s tímto nástrojem, ohlaste to výrobci. Pokud máte trvalý pobyt v EU, ohlaste příhodu příslušnému orgánu členského státu, v němž sídlíte.

Tento výrobek umožňuje osobám nosícím kontaktní čočky nasazení a/nebo vyjmutí jejich kontaktních čoček v rámci jejich použití k zamýšlenému účelu. Proto se tento výrobek považuje za zdravotnický prostředek.



Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem



Chraňte před přímým slunečním světlem



Neuchovávejte při teplotě nad 105 °C/220 °F



Jeden pacient – vícenásobné použití



Přečtěte si návod k použití [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Datum výroby



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands