



DMV Ultra™ / DMV 45™

Do soczewek kontaktowych twardych i gazoprzepuszczalnych

Przeznaczeniem

DMV Ultra oraz DMV 45 są przeznaczone do zakładania i zdejmowania twardych i gazoprzepuszczalnych soczewek kontaktowych. Urządzenie DMV Ultra należy trzymać pionowo, a urządzenie DMV — pod kątem.

Instrukcja użytkowania



Przed pierwszym użyciem należy oczyścić urządzenie 70% roztworem alkoholu izopropylowego i pozostawić je do wyschnięcia.

Wyjmowanie – Zwilżyć czaszę ssącą urządzenia DMV Ultra / DMV 45 i skierować ją w stronę oka. Upewnić się, że soczewka kontaktowa znajduje się centralnie na gałce ocznej. Posługując się lusterkiem, ustawić czaszę ssącą przed soczewką i dotknąć nią środka soczewki. Zdjąć soczewkę kontaktową bezpośrednio z gałki ocznej. Po zdjęciu, ostrożnie ześlizgnąć soczewkę kontaktową do boku czaszy ssącej.

Zakładanie – Umieścić wilgotną soczewkę kontaktową na płytkim wgłębieniu w wąskim końcu uchwyty. Wilgotna soczewka przylgnie w tym położeniu. Dotknąć soczewką oka.

Należy przestrzegać wskazówek osoby, która dopasowała soczewkę kontaktową/okulisty.

Czyszczenie

Po każdym użyciu urządzenia DMV Ultra / DMV 45 należy je oczyścić 70% roztworem alkoholu izopropylowego i pozostawić do wyschnięcia. Po wysuszeniu urządzenie należy przechowywać w jego opakowaniu. Należy je wymieniać co sześć miesięcy.



Środek ostrożności: W razie przypadkowego przyklepienia urządzenia do gałki ocznej, należy je przesunąć do kącika oka i zdjąć, obracając je.



Przeostroga: Należy unikać kontaktu tego urządzenia z płynami takimi jak krem do rąk, żel do włosów, zmywacz do paznokci oraz silne środki utleniające.



Przeostroga: Ryzyko zadławienia. Należy przechowywać to urządzenie oraz wszelkie inne urządzenia medyczne w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Nie zaleca się stosowania tego produktu w przypadku choroby lub urazu oka. W razie wystąpienia podrażnienia oka, nietypowego upośledzenia wzroku lub bólu, należy się skontaktować z okulistą.



Przeostroga: Nie ma dowodów wskazujących na występowanie reakcji alergicznej po stosowaniu tego produktu, **ale zawiera ono suchy lateks z naturalnej gumy. Nie zawiera płynnego lateksu, który jest alergenem.**



NIE należy używać DMV Ultra / DMV 45 do MIĘKKICH lub hybrydowych soczewek kontaktowych.

W razie wystąpienia jakiegokolwiek poważnego incydentu związanego ze stosowaniem tego urządzenia należy je zgłosić do producenta. Mieszkańcy UE powinni zgłaszać taki incydent do właściwego organu kraju członkowskiego miejsca zamieszkania.

Niniejszy produkt umożliwia osobom noszącym soczewki kontaktowe ich zakładanie i (lub) zdejmowanie w celu stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Ten produkt jest więc urządzeniem medycznym.



Ten produkt jest urządzeniem medycznym



Chronić przed bezpośrednim wpływem światła słonecznego



Nie przechowywać w temperaturze powyżej 105°C/220°F



Do wielokrotnego użytku przez jednego pacjenta



Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania dmvcorp.com



Data produkcji



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague; The Netherlands