



DMV Ultra™ / DMV 45™

## Kõvade ja gaasi läbilaskvate kontaktläätsede jaoks

### Sihtotstarve

Nii DMV Ultra kui ka DMV 45 on mõeldud kõvade ja gaasi läbilaskvate kontaktläätsede paigaldamiseks ja eemaldamiseks. Seadet DMV Ultra tuleb hoida vertikaalselt ja seadet DMV 45 tuleb hoida nurga all.

### Kasutusjuhend



Enne esmakordselt kasutamist puhastage seadet 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada.

**Eemaldamine** – Niisutage DMV Ultra / DMV 45 iminapp ja viige see silma juurde. Veenduge, et kontaktlääts oleks silma keskel. Hoidke iminappa otse kontaktlääts ees ja asetage see peegli abil kontaktlääts keskele. Eemaldage kontaktlääts otseliigutusega silmast. Pärast kontaktlääts eemaldamist libistage see ettevaatlikult külgepidi iminapalt maha.

**Paigaldamine** – Asetage kontaktlääts käepideme kitsamas osas asuvasse madalasse süvendisse. Niisutatud kontaktlääts jääb sinna paigale. Asetage kontaktlääts silmale.

Järgige teile kontaktläätsed paigaldanud isiku / silmaarsti juhiseid.

### Puhastamine

Iga kord pärast DMV Ultra / DMV 45 kasutamist puhastage seda 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada. Pärast kuivatamist hoidke seadet selle karbis. Võtke plaani seade iga kuue kuu tagant välja vahetada.



**Ettevaatusabinõud:** Kui seade peaks kogemata silma külge kinnituma, libistage seda silmanurga suunas ja eemaldage pöörates.



**Hoiatus:** Vältige seadme kokkupuudet vedelikega, nagu kätekreemid, juuksegeelid, küünelakieemaldid ja tugevalt oksüdeerivad ained.



**Hoiatus: Lämbumisohu.** Hoidke seda ja kõiki muid meditsiiniseadmeid väikelastest eemal. Seda seadet ei soovitata kasutada, kui silmad on haiged või vigastatud. Kui teil tekib silmaärritus, ebaharilik nägemishäire või valu, pidage nõu oma silmaarstiga.



**Hoiatus:** Ehkki puuduvad tõendid selle seadmega seotud allergiaprobleemide kohta, sisaldab **see siiski kuiva looduslikku kummit. See ei sisalda vedelat lateksit**, mis on tuntud allergieen.



**ÄRGE kasutage DMV Ultra / DMV 45 seadet pehmete või hübriidsete kontaktläätsede jaoks.**

Kui teil on selle seadmega seoses juhtunud mõni tõsine vahejuhtum, teatage sellest tootjale. Kui elate ELis, teatage juhtumist selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus olete asutatud.

Selle seadmega saavad kontaktläätsede kandjad paigaldada ja/või eemaldada kontaktläätsi nende sihtotstarbelise kasutamise eesmärgil. Seetõttu loetakse seda seadet meditsiiniseadmeks.



See seade on meditsiiniseade



Hoida otsese päikesevalguse eest



Hoida temperatuuril kuni  
105°C / 220°F



Ühele patsiendile – mitmekordseks kasutamiseks



Loe kasutusjuhendit  
dmvcorp.com



Tootmiskuupäev



Distribution Europe:  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP, The Hague - The Netherlands