



DMV Vented Scleral Cup™

Hybridi- ja skleraalisille piilolinssille

Käyttötarkoitus

DMV Vented Scleral Cup on suunniteltu hybridi- ja skleraalisien piilolinssien asettamista varten..

Käyttöohjeet



Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla ja anna ilmkuihua.

Asettaminen – Laitteen läpi kulkee ilmanava, joka estää imun toimimisen. Näin piilolinssi voidaan asettaa silmään ilman, että se tarttuu laitteeseen. Pitele laitetta pystysuorassa asennossa ja aseta piilolasi imukuppiin. Kun olet asettamassa hybridi- tai skleraalisia linsskejä, täytä piilolinssi hyväksytyllä liuoksella. Nosta laite varovasti auki olevan silmän eteen ja kosketa linssillä silmää käyttäen peiliä apuna.

Noudata piilolinssiopikoltasi saamiasi ohjeita.

Puhdistus

Puhdista DMV Vented Scleral Cup jokaisen käyttökerran jälkeen 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla ja anna sen ilmkuihua. Kun laite on kuivunut, säilytä sitä kotelossaan. **Pidä ilmanava puhtaana jätemateriaalista.** Vaihda laite uuteen kuuden kuukauden välein.



Huomioitavaa: Jos viet laitteen vahingossa kiinni silmän pintaan, sen saa vetää pois silmästä, koska imua ei ole. Vältä laitteen liu'uttamista silmien pinnalla.



Huomio: Älä päästä tätä tuotetta kosketuksiin erilaisten nesteiden, kuten käsivoiteiden, hiusgelelien, kynsilakan poistoaineiden ja voimakkaasti hapettavien aineiden kanssa.



Huomio: Tukehtumisvaara. Pidä tämä laite ja muut lääkinnälliset laitteet pois pienten lasten ulottuvilta. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi silmiin, joissa on jokin sairaus tai vamma. Jos havaitset silmissäsi ärsytystä, epätavallista näön heikkenemistä tai kipua, ota yhteys optikkoon tai silmälääkäriin.



Huomio: Vaikka tämän tuotteen käytön yhteydessä ei ole todettu allergioita, **se sisältää kuitenkin kuivaa luonnonkumia. Se ei sisällä nestemäistä lateksia,** joka on tunnettu allergeeni.



Tätä laitetta EI SAA käyttää piilolinssien POISTAMISEEN.

Jos tämän laitteen käytössä on ilmennyt jokin vakava tapahtuma, ilmoita siitä valmistajalle. Jos asut jossakin EU:hun kuuluvassa maassa, ilmoita tapahtumasta asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tämän tuotteen avulla piilolinssien käyttäjät voivat asettaa ja/tai poistaa piilolinssit siten, että he voivat käyttää linsskejä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Tämän vuoksi tuote kuuluu lääkinnällisiin laitteisiin.



Tämä tuote on lääkinnällinen laite



Ei saa säilyttää yli 105 °C:n lämpötilassa.



Lue käyttöohjeet
dmvcorp.com



Pidä poissa suorasta auringonvalosta



Henkilökohtainen - kestävä käyttöinen



Valmistuspäivämäärä.



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands