



DMV Vented Scleral Cup™

Hibrid és szklerális kontaktlencsékhez

Alkalmazási terület

A DMV Vented Scleral Cup a hibrid és szklerális kontaktlencsék behelyezésére szolgál.

Használati utasítás



Az első használat előtt tisztítsa meg az eszközt 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni.

Behelyezés – A szívóhatás megszüntetése céljából egy légcsatorna fut át az eszközön. Ez lehetővé teszi, hogy a kontaktlencsét a szemre helyezzük anélkül, hogy az eszközhöz tapadna.

Tartsa az eszközt függőlegesen, és helyezze a kontaktlencsét a tapadókorongra. Hibrid vagy szklerális lencsék behelyezésekor figyeljen arra, hogy mindig töltsen fel a lencsét az engedélyezett oldattal. Óvatosan emelje az eszközt a nyitott szemhez, és egy tűkőr segítségével érintse a lencsét a szemhez.

Kövessené kontaktológusa vagy szemorvosa utasításait.

Tisztítás

A DMV Vented Scleral Cup eszközt használat után tisztítsa meg 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni. Az eszközt a tokjában tárolja, miután megszáradt. **Tartsa a légcsatornát szennyeződésektől tisztán.** Félévente cserélje az eszközt.



Elővigyázatosság: Ha az eszköz véletlenül a szem felületére kerül, csak húzza le a szemről, mivel nincs szívóhatás. Ne csúsztassa az eszközt a szem felületén.



Figyelem: Tartsa távol a terméket olyan folyadékoktól, mint például a kézkrém, hajszelé, körömlakk lemosó, valamint az erős oxidálószerektől.



Figyelem: Fulladásveszély. Ezt és minden más orvostechnikai eszközt gyermekektől távol kell tartani. A termék használata nem ajánlott beteg vagy sérült szemén. Ha szemirritációt, szokatlan látászavart vagy fájdalmat tapasztal, forduljon szemorvoshoz.



Figyelem: Bár a termék allergizáló hatására vonatkozó bizonyítékok nem állnak rendelkezésre, a termék száraz természetes gumit tartalmaz. **Nem tartalmaz folyékony latexet,** mely ismert allergén.



NE HASZNÁLJA az eszközt kontaktlencsék ELTÁVOLÍTÁSÁRA.

Ha az eszközzel kapcsolatban bármilyen súlyos esemény történt, jelentse azt a gyártónak. Ha Ön az EU-ban él, jelentse az esetet azon tagállam a illetékes hatóságának, ahol a tartózkodási helye van.

Ez a termék lehetővé teszi a kontaktlencse viselőinek, hogy a kívánt célnak megfelelően helyezték be és/ vagy távolítsák el kontaktlencséiket. Ezért ez a termék orvostechnikai eszköznek minősül.



Ez a termék orvostechnikai eszköz.



Óvja a közvetlen napsugárzástól.



Ne tárolja az eszközt 105 °C-nál melegebb helyen.



Egy beteg – többszöri használat



Olvassa el a használati útmutatót.
dmvcorp.com



Gyártás időpontja



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands