



DMV Vented Scleral Cup™

Għal Lentijiet tal-Kuntatt Ibridi u Sklerali

Użu Intenzjonat

DMV Vented Scleral Cup hija ddisinjata għal biex wiehed idahħal lentijiet tal-kuntatt Ibridi u Sklerali.

Istruzzjonijiet għall-użu



Qabel ma tużah għall-ewwel darba, naddaf it-tagħmir b'70% isopropyl alcohol u hallieh jinxef b'mod naturali.

Inserzjoni – Kanal tal-arja jgħaddi minn ġot-tagħmir biex jiddiżattiva l-ġbid tal-arja. Dan jippermetti li lenti tal-kuntatt tkun tista' titqiegħed fuq l-ghajn minghajr ma tehel mat-tagħmir. Żomm it-tagħmir f'pożizzjoni vertikali u poġġi l-lenti tal-kuntatt fit-tazza tal-ġbid tal-arja. Kun żgur li timla l-lenti bis-soluzzjoni approvata meta ddaħħal lentijiet Ibridi jew Sklerali. B'attenzjoni għolli t-tagħmir lejn l-ghajn miftuħa u miss il-lenti mal-ghajn billi tuża mera.

Segwi l-istruzzjonijiet tal-fitter tal-lenti tal-kuntatt tiegħek/tal-professionista tal-kura tal-ghajnejn tiegħek.

Tindif

Kull darba wara li tuża DMV Vented Scleral Cup, naddafha b'70% isopropyl alcohol u halliha tinxef b'mod naturali. Ahżen it-tagħmir fil-kaxxa tiegħu wara li jinxef. **Żomm il-kanal tal-arja hieles mill-fdalijiet.** Ippjana li tissostitwixxieh darba kull sitt xhur.



Prekawzjoni: Jekk tapplika t-tagħmir aċċidentalment mal-wiċċ tal-ghajn, kemm tiġbdu lura minn mal-ghajn, għax ma jkun hemm l-ebda ġbid tal-arja. Evita li tmexxi t-tagħmir fuq il-wiċċ tal-ghajn.



Attenzjoni: Jekk jogħġbok żomm dan il-prodott 'il bogħod mil-likwidi bħal krema tal-idejn, ġells tax-xagħar, likwidu għat-tneħħija tal-verniċ tad-dwiefer u sustanzi ossidanti qawwijn.



Attenzjoni: Periklu ta' fgar. Żomm dan u l-apparati mediċi kollha 'l bogħod minn tfal zghar. Dan il-prodott mhux rakkomandat biex jintuża ma'

ghajnejn li għandhom xi mard jew ħsara. Jekk tesperjenza irritazzjoni fl-ghajnejn, indeboliment jew uġiġh fil-vista mhux tas-soltu, ikkonsulta lill-professionista tal-kura tal-ghajnejn tiegħek.



Attenzjoni: Għalkemm m'hemm l-ebda evidenza ta' problemi ta' allergija b'dan il-prodott, **fih gomma naturali xotta. Ma fihx latex likwidu**, allergen magħruf.



TUŻAX dan it-tagħmir GĦAT-TNEĦĦIJA tal-lentijiet tal-kuntatt.

Jekk kellek kwalunkwe inċident serju b'rabta ma' dan it-tagħmir, irrappurtah lill-manifattur. Jekk inti residenti fl-UE, irrapporta l-inċident lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li inti stabbilit fi.

Dan il-prodott jippermetti lil persuni li jilbsu l-lentijiet tal-kuntatt biex idahħlu u/jew ineħħu l-lentijiet tal-kuntatt tagħhom sabiex jużawhom skont l-iskop intenzjonat. Għalhekk dan il-prodott huwa meqjus li huwa apparat mediku.



Dan il-prodott huwa apparat mediku



Ipproteġi mix-xemx diretta



Taħzinx f'temperatura oghla minn 105° C/220°F



Pazjent wiehed - użu multiplu



Aqra l-Istruzzjonijiet għall-Użu dmvcorp.com



Data tal-Manifattura



Distribution Europe:
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP, The Hague - The Netherlands