



DMV Magic Touch™

Għal Lentijiet tal-Kuntatt Ibsin u li Jgħaddi l-Gass Minnhom

Użu Intenzjonat

Dan it-tagħmir huwa ddisinjat għal biex wiehed idaqhal u jneħhi lentijiet tal-kuntatt ibsin u li jgħaddi l-gass minnhom.

Istruzzjonijiet għall-użu



Qabel ma tużah għall-ewwel darba, naddaf it-tagħmir b'70% isopropyl alcohol u hallieh jinxef b'mod naturali.

Tneħhija – Xarrab kemxejn it-tazza tal-gbid tal-arja. Aghfas b'mod sod il-parti tan-nofs tal-manku. Kun żgur li l-lenti tal-kuntatt hija oċentrata fuq l-għajn. Allinja t-tazza tal-gbid tal-arja quddiem il-lenti u missha maċ-ċentru tal-lenti billi tuża mera. Ibaq' żomm il-manku b'mod sod biex toħloq gbid tal-arja. Aqla l-lenti tal-kuntatt direttament mill-għajn. Wara li tneħhiha, erhi u tibqax tagħfas fuq il-manku biex il-lenti toħroġ minn għot-tazza tal-gbid tal-arja.

Inserzjoni – Poġġi l-lenti tal-kuntatt imxarriba fuq it-tazza tal-gbid tal-arja. Il-lenti mxarriba se tehel f'din il-pożizzjoni. TAGHFASX il-manku. Poġġi l-lenti tal-kuntatt direttament fuq l-għajn.

Segwi l-istruzzjonijiet tal-fitter tal-lenti tal-kuntatt tiegħek/tal-professjonista tal-kura tal-għajnejn tiegħek.

Tindif

Kull darba wara li tuża DMV Magic Touch, naddfu b'70% isopropyl alcohol u hallieh jinxef b'mod naturali. Aħzen it-tagħmir fil-kaxxa tiegħu wara li jinxef. Żomm il-kanal tal-arja hieles mill-fdalijiet. Ippjana li tissostitwixxieh darba kull sitt xhur.



Prekawzjoni: Jekk id-DMV Magic Touch jehel aċċidentalment mal-għajn, erhi l-manku u jinqala' minn mal-għajn. Dan it-tagħmir mhux se jehel mal-għajn.



Attenzjoni: Jekk jogħġbok żomm dan il-prodott 'il bogħod mil-likwidi bħal krema tal-idejn, ġells tax-xagħar, likwidu għat-tneħhija tal-vernici tad-dwiefer u sustanzi ossidanti qawwijin.



Attenzjoni: Periklu ta' fgar. Żomm dan u l-apparati mediċi kollha 'il bogħod minn tfal żgħar. Dan il-prodott mhux rakkomandat biex jintuża ma' għajnejn li għandhom xi mard jew hsara. Jekk tesperjenza irritazzjoni fl-għajnejn, indeboliment jew uġigh fil-vista mhux tas-soltu, ikkonsulta lill-professjonista tal-kura tal-għajnejn tiegħek.



Attenzjoni: Għalkemm m'hemm l-ebda evidenza ta' problemi ta' allergija b'dan il-prodott, **fih gomma naturali xotta. Ma fihx latex likwidu, allergen magħruf.**



TUŻAX DMV Magic Touch għal lentijiet tal-kuntatt ROTOB jew Ibridi.

Jekk kellek kwalunkwe incident serju b'rabta ma' dan it-tagħmir, irrappurtah lill-manifattur. Jekk inti residenti fil-EU, irrapporta l-incident lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li inti stabbilit fi.

Dan il-prodott jippermetti lil persuni li jibsu l-lentijiet tal-kuntatt biex idaqhlu u/jew inehhu l-lentijiet tal-kuntatt tagħhom sabieħ jużawhom skont l-iskop intenzjonat. Għalhekk dan il-prodott huwa meqjus li huwa apparat mediku.

Rimi ta' Skart

DMV Corporation irrakkomanda li l-prodotti DMV użati jintremew skont ir-regolamenti lokali li jkunu fis-seħħ fil-mument tar-rimi.



Dan il-prodott huwa apparat mediku



Ipproteġi mix-xemx diretta



Importatur



Taħżin f'temperatura oghla minn 105° C/220° F



Pazjent wiehed - użu multiplu



Manifattur



Aqra l-Istruzzjonijiet għall-Użu dmvcorp.com



Data tal-Manifattura



Pajjiz tal-Manifattura



Rappreżentant Awtorizzat



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

