



CES



## DMV Magic Touch™

### Pro tvrdé a plyn propouštějící kontaktní čočky

#### Zamýšlené použití

Tento nástroj je konstruován k nasazování a vyjímání tvrdých a plyn propouštějících kontaktních čoček.

#### Návod k použití



Před prvním použitím očistěte nástroj 70% izopropylalkoholem a nechte na vzduchu uschnout.

Vyjmutí – Přisavku navlhčete. Pevně stiskněte střed rukojeti. Dbejte na to, aby byla kontaktní čočka v oku vycentrována. Umístěte přísavku v ose před čočku a dotkněte se čočky pomocí zrcátka. Vytvořte sání tím, že udržujete rukojeť pevně stisknutou. Vyjměte kontaktní čočku přímo z oka. Po vyjmutí uvolněte pevný stisk rukojeti, aby čočky z přísavky vyklouzly.

Nasazení – Umístěte vlhké kontaktní čočky na přísavku. Vlhké čočky v této poloze přilnou. NESTLAČUJTE rukojeť. Vložte kontaktní čočky přímo do oka. Postupujte podle pokynů specialisty pro nasazování kontaktních čoček / očního lékaře.

#### Čištění

Pokaždé po použití nástroje DMV Magic Touch jej vyčistěte 70% isopropylalkoholem a nechte na vzduchu vyschnout. Po vyschnutí skladujte nástroj v jeho obalu.

**Ve vzduchovém kanálku nesmí být nečistoty.** Naplánujte jeho výměnu každých šest měsíců.



**Bezpečnostní opatření:** Pokud by náhodně došlo k přilnutí nástroje DMV Magic Touch k oku, uvolněte rukojeť a nástroje z oka vypadne. Tento nástroj k oku nepřilne.



**Upozornění:** Chraňte tento výrobek před kapalinami, jako jsou krém na ruce, vlasové gely, odstraňovač laku na nehty a silná oxidační činidla.



**Upozornění: Nebezpečí udušení.** Uchovávejte tento a všechny ostatní zdravotnické prostředky mimo dosah malých dětí. Používání tohoto výrobku u nemocných či poraněných očí se nedoporučuje. Pokud zaznamenáte podráždění oka, neobvyklé zhoršení vidění nebo bolest, obraťte se na svého očního lékaře.



**Upozornění:** I když u tohoto výrobku nebyly prokázány žádné alergické obtíže, upozorňujeme, že obsahuje suchý přírodní kaučuk. Neobsahuje kapalný latex, což je známý alergen.



**DMV Magic Touch NEPOUŽÍVEJTE pro MĚKKÉ nebo hybridní kontaktní čočky.**

Pokud by u vás došlo jakékoliv závažné příhodě v souvislosti s tímto nástrojem, ohlaste to výrobci. Pokud máte trvalý pobyt v EU, ohlaste příhodu příslušnému orgánu členského státu, v němž sídlíte.

Tento výrobek umožňuje osobám nosícím kontaktní čočky nasazení a/nebo vyjmutí jejich kontaktních čoček v rámci jejich použití k zamýšlenému účelu. Proto se tento výrobek považuje za zdravotnický prostředek.

#### Likvidace odpadu

Společnost DMV Corporation doporučuje, aby její výrobky byly po použití likvidovány v souladu s místními předpisy platnými v době likvidace.



Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem



Chraňte před přímým slunečním světlem



Dovozce



Neuchovávejte při teplotě nad 105 °C / 220 °F



Jeden pacient – vícenásobné použití



Výrobce



Přečtěte si návod k použití [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Datum výroby



Země výroby



Zplnomocněný zástupce



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emerge Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emerge Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

