



slk




DMV Magic Touch™

Pre pevné a pre plyn permeabilné kontaktné šošovky

Účel použitia

Táto pomôcka je navrhnutá na vkladanie a vyberanie tvrdých a pre plyn permeabilných kontaktných šošoviek.


Návod na použitie

 Pred prvým použitím očistite pomôcku 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu.


Vyberanie – Navlhčite prísavku. Pevne stlačte stred úchytky. Zaisťte, aby bola kontaktná šošovka v strede oka. Pred zrkadlom prísavku umiestnite pred šošovku a dotknite sa ňou stredu šošovky. Úchytku držte pevne, aby ste vytvorili saciu silu. Vyberte kontaktnú šošovku priamo z oka. Po vybratí uvoľnite pevné stlačenie úchytky a bokom stiahnite šošovku z prísavky.


Vkladanie – Položte mokrú kontaktnú šošovku na prísavku. Mokrú šošovku priľne v tejto pozícii. NESTLÁČAJTE úchytke. Vložte kontaktnú šošovku priamo do oka. Postupujte podľa pokynov vášho poskytovateľa kontaktných šošoviek/očného špecialistu.

Čistenie
Zakaždým po použití pomôcky DMV Magic Touch ju vyčistite 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu. Po uschnutí uchovávajte pomôcku v jej puzdre. **Vzduchový kanál uchovávajte bez prítomných zvyškov.** Vymieňajte ju každých šesť mesiacov.

 **Opatrenie:** Ak pomôcka DMV Magic Touch nechcene priľne k oku, uvoľnite úchytke a pomôcka z oka odpadne. Táto pomôcka nepriľne k oku.

 **Upozornenie:** Uchovávajte tento produkt v neprítomnosti tekutín ako sú krém na ruky, vlasové gély, odlakovač a silné oxidačné látky.

 **Upozornenie: Riziko udusenía.** Uchovávajte túto zdravotnícku pomôcku ako aj všetky ostatné zdravotnícke pomôcky mimo dosahu malých detí. Tento produkt sa neodporúča používať pri ochoreniach alebo poraneniach očí. Ak máte podráždené oči, neobvyklú poruchu videnia alebo bolesť, poraďte sa so svojim očným lekárom.

 **Upozornenie:** Aj keď pre tento neexistuje žiadny dôkaz problémov s alergiou, **tento produkt obsahuje suchý prírodný kaučuk. Neobsahuje tekutý latex,** ktorý je známym alergénom.

 **NEpoužívajte DMV Magic Touch na MÄKKÉ alebo hybridné kontaktné šošovky.**

Ak sa u vás vyskytol akýkoľvek závažný prípad súvisiaci s touto pomôckou, hláste to výrobcovi. Ak žijete v EÚ, hláste prípad kompetentnému úradu členského štátu, v ktorom sídlite.

Tento produkt umožňuje používateľom kontaktných šošoviek vkladat' a/alebo vyberat' ich kontaktné šošovky, aby ich mohli používať podľa ich účelu použitia. Preto sa tento produkt považuje za zdravotnícku pomôcku.

Likvidácia odpadu

Spoločnosť DMV Corporation odporúča likvidovať použité produkty DMV v súlade s miestnymi predpismi platnými v čase likvidácie.



Tento produkt je zdravotnícka pomôcka.



Neuchovávajte pri teplote viac ako 105 °C./220°F



Prečítajte si návod na použitie. dmvcorp.com



Chrňte pred priamym slnečným žiarením.



Jeden pacient - Viacnásobné použitie



Dátum výroby



Dovozca



Výrobca



Krajina výroby



Splnomocnený zástupca



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

