



hrv

DMV Ultra™ / DMV 45™

Za tvrde i plinopropusne kontaktne leće

Namjena

DMV Ultra i DMV 45 namijenjeni su za umetanje i uklanjanje tvrdih i plinopropusnih kontaktnih leća. DMV Ultra je potrebno držati okomito a DMV 45 pod kutom od približno 45 stupnjeva.

Upute za uporabu

Prije prvog korištenja očistite pomagalo 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite da se osuši.

Uklanjanje – Navlažite sukcijsku čašicu pomagala DMV Ultra / DMV 45 i prinesite ga k oku. Provjerite da je kontaktna leća u oku smještena centralno. Pomoću ogledala postavite sukcijsku čašicu paralelno s prednjom stranom leće i njome dotaknite središte leće. Odvojite kontaktnu leću izravno iz oka. Nakon uklanjanja, kontaktno leću pažljivo skinite sa sukcijske čašice kliznim pokretom u stranu.

Umetanje – Postavite navlaženu kontaktnu leću na plitku udubinu na užem kraju ručke. Vlažna leća će se prilijubiti na tom mjestu. Umetnite leću tako da lećom dotaknete oko.

Slijedite upute svoga optičara/oftalmologa.

Čišćenje

Umetanje nakon uporabe pomagalo DMV Ultra /DMV 45 očistite 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite ga da se osuši. Nakon sušenja pomagalo spremite u njegovu kutiju. Planirajte ga zamijeniti svakih šest mjeseci.

Mjere opreza: Ako se pomagalo slučajno zalijepi za oko, kliznite njime prema uglu oka i odvojite ga zakretanjem.

Oprez: Ovaj proizvod nemojte držati u blizini tekućina kao što su krema za ruke, gel za kosu, sredstvo za uklanjanje laka za nokte i jako oksidirajućih sredstava.

Oprez: Opasnost od gušenja. Držite ovo pomagalo i sve druge medicinske naprave izvan dosega male djece. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu kod bolesnih ili ozlijeđenih očiju. Ako iskusite nadražaj oka, neuobičajeno oslabljen vid ili bol, obratite se oftalmologu.

Oprez: Premda s primjenom ovog proizvoda nisu zabilježene alergije, **proizvod sadrži suhu prirodnu gumu. Ne sadrži poznati alergen tekući lateks.**

DMV Ultra / DMV 45 NEMOJTE upotrebljavati za MEKE ili hibridne kontaktne leće.

Ako Vam se svezi primjene ovog proizvoda dogodi ikakav ozbiljni događaj, prijavite to proizvođaču. Ako živite u EU događaj prijavite kompetentnim tijelima u zemlji članici u kojoj ste nastanjeni.

Ovaj proizvod omogućuje nosiocima kontaktnih leća umetanje i uklanjanje kontaktnih leća tako da se upotrebljava u skladu s namjenom. Stoga se ovaj proizvod smatra medicinskim proizvodom.

Zbrinjavanje otpada

Korporacija DMV preporučuje zbrinjavanje iskorištenih DMV proizvoda u skladu s lokalnim propisima važećima u trenutku zbrinjavanja.



Ovo je medicinski proizvod.



Zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla



Uvoznik



Ne čuvati na temperaturi iznad 105 °C/220°F



Za jednog pacijenta - višekratna uporaba



Proizvajalec



Pročitajte upute za uporabu dmvcorp.com



Datum proizvodnje



Država proizvajalca



Ovlašteni predstavnik



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

