



slk

DMV Ultra™ / DMV 45™

**Pre pevné a pre plyn permeabilné kontaktné šošovky****Účel použitia**

DMV Ultra a DMV 45 sú obe navrhnuté na vkladanie a vyberanie tvrdých a pre plyn permeabilných kontaktných šošoviek. DMV Ultra sa má držať vertikálne a DMV 45 sa má držať pod uhlom.

**Návod na použitie**

Pred prvým použitím očistite pomôcku 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu.

Vyberanie – Navlhčite prísavku DMV Ultra/DMV 45 a zaveďte ju do oka. Zaisťte, aby bola kontaktná šošovka v strede oka. Pred zrkadlom prísavku umiestnite pred šošovku a dotknite sa ňou stredu šošovky. Vyberte kontaktnú šošovku priamo z oka. Po vybratí opatrne stiahnite kontaktnú šošovku bokom z prísavky.

Vkladanie – Položte mokrú kontaktnú šošovku do plytkej jamky na úzkom konci úchytky. Mokrá šošovka príčne v tejto pozícii. Dotknite sa šošovkou oka.

Postupujte podľa pokynov vášho poskytovateľa kontaktných šošoviek/očného špecialistu.

**Čistenie**

Zakaždým po použití pomôcky DMV Ultra / DMV 45 ju vyčistite 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu. Po uschnutí uchovávajte pomôcku v jej puzdre. Vymieňajte ju každých šesť mesiacov.



**Opatrenie:** Ak pomôcka nechcete príčne k oku, posuňte ju do rohu oka a otočením vyberte.



**Upozornenie:** Uchovávajte tento produkt v neprítomnosti tekutín ako sú krém na ruky, vlasové gély, odlakovač a silné oxidačné látky.



**Upozornenie: Riziko udusenía.** Uchovávajte túto zdravotnícku pomôcku ako aj všetky ostatné zdravotnícke pomôcky mimo dosahu malých detí. Tento produkt sa neodporúča používať pri ochoreniach alebo poraneniach očí. Ak máte podráždené oči, neobvyklú poruchu videnia alebo bolesť, poraďte sa so svojim očným lekárom.



**Upozornenie:** Aj keď pre tento neexistuje žiadny dôkaz problémov s alergiou, **tento produkt obsahuje suchý prírodný kaučuk. Neobsahuje tekutý latex**, ktorý je známym alergénom.



**NEpoužívajte DMV Ultra / DMV 45 na MÄKKÉ alebo hybridné kontaktné šošovky.**

Ak sa u vás vyskytol akýkoľvek závažný prípad súvisiaci s touto pomôckou, hláste to výrobcovi. Ak žijete v EÚ, hláste prípad kompetentnému úradu členského štátu, v ktorom sídlite.

Tento produkt umožňuje používateľom kontaktných šošoviek vkladat' a/alebo vyberat' ich kontaktné šošovky, aby ich mohli používať podľa ich účelu použitia. Preto sa tento produkt považuje za zdravotnícku pomôcku.

**Likvidácia odpadu**

Spoločnosť DMV Corporation odporúča likvidovať použité produkty DMV v súlade s miestnymi predpismi platnými v čase likvidácie.



Tento produkt je zdravotnícka pomôcka.



Neuchovávajte pri teplote viac ako 105 °C./220°F



Prečítajte si návod na použitie. [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Chráňte pred priamym slnečným žiarením.



Jeden pacient - Viacnásobné použitie



Dátum výroby



Dovozca



Výrobca



Krajina výroby



Splnomocnený zástupca



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

