



# DMV CLASSIC™

## Għal Lentijiet tal-Kuntatt Ibsin u li Jgħaddi l-Gass Minnhom

### Użu Intenzjonat

Dan it-tagħmir huwa ddisinjat għal biex wiehed idahħal u jneħhi lentijiet tal-kuntatt ibsin u li jgħaddi l-gass minnhom.

### Istruzzjonijiet għall-użu



Qabel ma tużah għall-ewwel darba, naddaf it-tagħmir b'70% isopropyl alcohol u hallieh jinxef b'mod naturali.

Tneħhija – Xarrab kemxejn it-tazza tal-għbid tal-arja. Kun żgur li l-lenti tal-kuntatt hija ċċentrata fuq l-għajn. Ikkompressa l-manku tal-Classic u mexxieh lejn iċ-ċentru tal-lenti tal-kuntatt. Missu man-naħa ta' quddiem tal-lenti billi tuża mera. Waqt li l-Classic ikun qed imiss mal-lenti, erfi harira l-pressjoni fuq il-manku sabiex il-Classic jehel mal-lenti. Aqla l-lenti tal-kuntatt direttament minn mal-għajn. Wara t-tneħhija, erġa' aghfas il-manku biex terfi l-għbid tal-arja u tneħhi l-lenti mit-tazza tal-għbid tal-arja

Inserzjoni – Poġġi l-lenti tal-kuntatt imxarbra fuq it-tazza mingħajr ma tikkompressa l-manku. Il-lenti mxarbra se tehel mat-tazza. TAGHFASX il-manku waqt li tkun qed iddahħal il-lenti. Poġġi l-lenti tal-kuntatt direttament fuq l-għajn.

Segwi l-istruzzjonijiet tal-fitter tal-lenti tal-kuntatt tiegħek/tal-professionista tal-kura tal-għajnejn tiegħek.

### Tindif

Kull darba wara li tuża DMV Classic, naddfu b'70% isopropyl alcohol u hallieh jinxef b'mod naturali. Aħżen it-tagħmir fil-kaxxa tiegħu wara li jinxef. **Żomm il-kanal tal-arja hieles mill-fdalijiet.** Ippjana li tissostitwixxieh darba kull sitt xhur.



**Prekawzjoni:** Jekk id-DMV Classic jehel aċċidentalment mal-għajn, aghfas il-manku biex terfi l-għbid tal-arja u tneħhieh minn mal-għajn.



**Attenzjoni:** Jekk jogħġbok żomm dan il-prodott 'il bogħod mil-likwidu bħal krema tal-idejn, ġells tax-xaghar, likwidu għat-tneħhija tal-vernici tal-dwiefer u sustanzi ossidanti qawwijn.



**Attenzjoni:** Periklu ta' fgar. Żomm dan u l-apparati mediċi kollha 'il bogħod minn tfal żgħar. Dan il-prodott mhux rakkomandat biex jintuża ma' għajnejn li għandhom xi mard jew ħsara. Jekk tesperjenza irritazzjoni fil-għajnejn, indeboliment jew uġiġ fil-vista mhux tas-soltu, ikkonsulta lill-professionista tal-kura tal-għajnejn tiegħek.



**Attenzjoni:** Għalkemm m'hemm l-ebda evidenza ta' problemi ta' allerġija b'dan il-prodott, **fih gomma naturali xotta. Ma fihx latex likwidu,** allerġen magħruf.



**TUŻAX DMV Classic għal lentijiet tal-kuntatt ROTOB jew lbridi.**

Jekk kellek kwalunkwe incident serju b'rabta ma' dan it-tagħmir, irrappurtah lill-manifattur. Jekk inti residenti fil-UE, irrapporta l-incident lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li inti stabbilt fi.

Dan il-prodott jippermetti lill-persuni li jilbsu l-lentijiet tal-kuntatt biex idahħu u/jew ineħu l-lentijiet tal-kuntatt tagħhom sabiex jużawhom skont l-iskop intenzjonat. Għalhekk dan il-prodott huwa meqjus li huwa apparat mediku.

### Rimi ta' Skart

DMV Corporation tirrakkomanda li l-prodotti DMV użati jintremew skont ir-regolamenti lokali li jkunu fis-seħh fil-mument tar-rimi.



Dan il-prodott huwa apparat mediku



Ipproteġi mix-xemx diretta



Importatur



105°C  
220°F  
Taħzinx f'temperatura ogħla minn 105°C/220°F



Pazjent wiehed - użu multiplu



Manifattur



Aqra l-Istruzzjonijiet għall-Użu  
dmvcorp.com



Data tal-Manifattura



Pajjiż tal-Manifattura



Rappreżentant Awtorizzat



EU  
Bilos Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

