



## DMV CLASSIC™

### For Harde og gasspermeable kontaktlinser

#### Avsedd anvendning

Denne enheten er designet for å sette inn og fjerne harde og gasspermeable kontaktlinser.

#### Bruksanvisning



Enheten skal rengjøres med 70 % isopropylalkohol og lufttørkes før første gangs bruk.

**FJERNING** – Fukt sugekoppen. Forsikre deg om at kontaktlinsen er sentrert på øyet. Klem sammen håndtaket på DMV Classic og før den frem til midten av kontaktlinsen. Berør forsiden av linsen ved hjelp av et speil. Mens DMV Classic berører linsen, slipp opp litt av trykket på håndtaket slik at DMV Classic fester seg til linsen. Ta kontaktlinsen rett ut av øyet. Etter fjerning klemmes håndtaket sammen igjen for å slippe opp suget og linsen fjernes fra sugekoppen

**INNSETTING** – Plasser den våte kontaktlinsen på koppen uten å klemme sammen håndtaket. Den våte linsen vil feste seg til koppen. IKKE klem sammen håndtaket mens linsen settes inn. Plasser kontaktlinsen direkte på øyet.

Følg anvisningene fra optiker/øyelege.

#### Rengjøring

Rengjør DMV Classic clean etter hver bruk med 70 % isopropylalkohol og la den lufttørke. Oppbevar enheten i etuiet etter tørking. **Hold luftkanalen fri for rusk.** Planlegg å erstatte den hver sjetten måned.



**Forholdsregler:** Forholdsregel: Hvis DMV Classic ved et uhell festes til øyet, klemmer du sammen håndtaket for å slippe opp suget og fjerner den fra øyet.



**Forsiktig:** Hold dette produktet unna væsker som håndkrem, hårgelé, neglelakkfjerner og sterke oksidasjonsmidler.



**Forsiktig: Kvelningsfare.** Oppbevar dette og alt annet medisinsk utstyr utilgjengelig for små barn. Dette produktet er ikke anbefalt for bruk med sykdom eller skade i øyne. Hvis du opplever irritert øye, uvanlig synshemming eller smerte, ta kontakt med øyelege.



**Forsiktig:** Selv om det ikke er tegn på allergiproblemer med dette produktet, inneholder det tørr naturgummi. Det inneholder ikke flytende lateks, et kjent allergen.



**IKKE bruk DMV Classic til MYKE eller hybride kontaktlinser.**

Hvis det har oppstått en alvorlig hendelse i forbindelse med denne enheten, rapporter det til produsenten. Hvis du bor i EU, rapporter om hendelsen til myndighetene i medlemsstaten der du er etablert.

Dette produktet lar kontaktlinsebrukere sette inn og/eller fjerne kontaktlinser slik at de kan brukes i henhold til tiltenkt formål. Derfor er dette produktet ansett som en medisinsk enhet.

#### Avfallshåndtering

DMV Corporation anbefaler å kaste brukte DMV-produkter i henhold til gjeldende lokale forskrifter.



Dette produktet er en medisinsk enhet



Beskyttes fra direkte sollys



Importør



Oppbevares ved høyst 105 °C / 220 °F



Enkeltpasient - flerbruk



Produsent



Les bruksanvisningen dmvcorp.com



Produksjonsdato



Produksjonsland



Autorisert representant



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

