



## DMV Classic™

### Standiesiems ir dujoms laidiesms kontaktiniams lęšiams

#### Numatytas naudojimas

Ši priemonė skirta standiesiems ir dujoms laidiesms kontaktiniams lęšiams įdėti ir išimti.

#### Naudojimo instrukcija

Prieš naudodami pirmą kartą, nuvalykite priemonę 70 % izopropilo alkoholiu ir palikite išdžiūti ore.

Išėmimas – Sudrėkinkite siurbtuką. Užtikrinkite, kad kontaktinis lęšis būtų akies centre. Suspauskite „DMV Classic“ kotelį ir nukreipkite jį į kontaktinio lęšio centrą. Žiūrėdami į veidrodį, prisilieskite prie kontaktinio lęšio priekinės pusės su siurbimo taure. Kol „DMV Classic“ liečia lęšį, šiek tiek mažiau spauskite kotelį, kad „DMV Classic“ prisisiurbtų prie lęšio. Išimkite lęšį iš akies. Išėmę iš akies, vėl suspauskite kotelį, kad nebesiurbtų ir kontaktinis lęšis atkibtu nuo siurbtuko/Išėmimas. Įdėjimas – Uždėkite drėgną kontaktinį lęšį ant siurbtuko nespausdami kotelio. Drėgnas lęšis prikibs prie siurbtuko. Įdėdami lęšį, NESPAUSKITE kotelio. Uždėkite kontaktinį lęšį tiesiai ant akies.

Laikykitės Jūsų kontaktinių lęšių pritaikytojo nurodymų/ akių gydytojo nurodymų.

#### Valymas

Po kiekvieno „DMV Classic“ naudojimo nuvalykite jį 70 % izopropilo alkoholiu ir palikite išdžiūti ore. Išdžiovinę laikykite priemonę jos dėkle. **Užtikrinkite, kad oro kanale nebūtų nuosėdų.** Numatykite ją pakeisti kas šešis mėnesius.

**Atsargumo priemonė:** jeigu „DMV Classic“ netyčia prikibs prie akies, suspauskite kotelį, kad nebesiurbtų ir išimkite priemonę iš akies.

**Išpėjimas:** laikykite šią priemonę toliau nuo skysčių, pvz., rankų kremo, plaukų gėlio, nagų lako nuėmiklio ir stiprių oksiduojančių medžiagų.

**Išpėjimas: užspringimo pavojus.** Šią ir kitas medicinos priemones laikykite toliau nuo mažų vaikų. Šios priemonės nerekomenduojama naudoti sergančioms arba pažeistoms akims. Jeigu pajutote akies dirginimą, neįprastą regos sutrikimą arba skausmą, kreipkitės į akių gydytoją.

**Išpėjimas:** [ispėjimas: nors duomenų apie šios priemonės sukeltą alergiją nėra, jos sudėtyje yra sausus natūralios gumos. Jos sudėtyje nėra skysto latekso, kuris yra žinomas alergenai.

**NENAUDOKITE „DMV Classic“ MINKŠTIESIEMS arba hibridiniams kontaktiniams lęšiams.**

Jeigu patyrėte su šia priemone susijusį sunkų incidentą, praneškite apie tai gamintojui. Jeigu gyvenate ES, apie šį incidentą praneškite kompetentingai valstybės narės institucijai, kurioje gyvenate.

Ši priemonė leidžia kontaktinių lęšių nešiotojams įsidėti ir (arba) išsiimti savo kontaktinius lęšius, kad naudotų juos pagal jų numatytąją paskirtį. Todėl ši priemonė laikoma medicinos priemone.

#### Atliekų tvarkymas

Įmonė „DMV“ rekomenduoja tvarkyti naudotų „DMV“ produktų atliekas laikantis atliekų tvarkymo metu galiojančių vietinių taisyklių.

Ši priemonė yra medicinos priemonė

Laikyti ne aukštesnėje nei 105 °C temperatūroje

Perskaitykite Naudojimo instrukciją [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)

Saugoti nuo tiesioginės saulės šviesos

Daugkartinis naudojimas vienam pacientui

Pagaminimo data

Importuotojas

Gamintojas

Gamybos šalis

Įgaliotasis atstovas

EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria

Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands

Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland

MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland

UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA