



hrv

DMV Versa™



Remover end



Inserter end

Pomagalo za umetanje/uklanjanje skleralnih kontaktnih leća

Namjena

DMV Versa je namijenjen za umetanje i uklanjanje skleralnih kontaktnih leća.

Upute za uporabu

Prije prvog korištenja očistite pomagalo 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite da se osuši.

Uklanjanje – Navlažite sukcijnsku čašicu (manji kraj) pomagala DMV Versa fiziološkom otopinom, prinesite je oku i postavite na prednju stranu skleralne kontaktne leće u blizini njenog ruba. Polako povucite leću iz oka. Ova radnja će osloboditi leću i leća će se lako ukloniti iz oka. Nakon uklanjanja, kontaktno leću pažljivo skinite sa sukcijnske čašice kliznim pokretom u stranu.

Umetanje – Postavite navlaženu skleralnu leću na veći kraj pomagala Versa za koji će se leća lagano prijubiti. Drugom rukom držite očne kapke otvorena i postavite skleralnu kontaktnu leću u oko. Nakon što se leća priljubila za oko, odmaknite pomagalo DMV Versa. Nabori u čašici osmišljeni su da povećaju površinu na kojoj leži leća i da sprječavaju da se leća zalijepi za pomagalo Versa. Koristite se zrcalom.

Slijedite upute svoga optičara/oftalmologa.

Čišćenje

Svakiput nakon uporabe pomagalo očistite 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite ga da se osuši. Nakon sušenja pomagalo spremite u njegovu kutiju. Planirajte ga zamijeniti svakih šest mjeseci.

Mjere opreza: Ako se pomagalo DMV Versa slučajno zalijepi za oko svojim manjim krajem (sukcijnskom čašicom), kliznite njime prema uglu oka i odvojite ga zakretanjem. Ako se pomagalo DMV Versa slučajno zalijepi za oko svojim većim krajem (podlogom na koju se polaže leća), samo ga povucite od oka jer nema sukcije.

Oprez: Ovaj proizvod nemojte držati u blizini tekućina kao što su krema za ruke, gel za kosu, sredstvo za uklanjanje laka za nokte i jako oksidirajućih sredstava.

Oprez: Opasnost od gušenja. Držite ovo pomagalo i sve druge medicinske naprave izvan dosega male djece. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu kod bolesnih ili ozlijeđenih očiju. Ako iskusite nadražaj oka, neuobičajeno oslabljen vid ili bol, obratite se oftalmologu.

Oprez: Premda s primjenom ovog proizvoda nisu zabilježene alergije, **proizvod sadrži suhu prirodnu gumu. Ne sadrži poznati alergen tekući lateks.**

DMV Versa NEMOJTE upotrebljavati za uklanjanje MEKIH ili hibridnih kontaktnih leća.

Ako Vam se svezi primjene ovog proizvoda dogodi ikakav ozbiljni događaj, prijavite to proizvođaču. Ako živite u EU događaj prijavite kompetentnim tijelima u zemlji članici u kojoj ste nastanjeni.

Ovaj proizvod omogućuje nosiocima kontaktnih leća umetanje i uklanjanje kontaktnih leća tako da se upotrebljava u skladu s namjenom. Stoga se ovaj proizvod smatra medicinskim proizvodom.

Zbrinjavanje otpada

Korporacija DMV preporučuje zbrinjavanje iskorištenih DMV proizvoda u skladu s lokalnim propisima važećima u trenutku zbrinjavanja.



Ovo je medicinski proizvod.



Zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla



Uvoznik



Ne čuvati na temperaturi iznad 105 °C/220°F



Za jednog pacijenta - višekratna uporaba



Proizvajalec



Pročitajte upute za uporabu dmvcorp.com



Datum proizvodnje



Država proizvođačica



Ovlašteni predstavnik



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Ergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Ergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

