



hrv



DMV Luma Serter Plus™

Pomagalo za umetanje leća velikog promjera

Namjena

DMV Luma-Serter Plus namijenjen je za umetanje kontaktnih leća promjera većeg od 13 mm. Može se upotrebljavati za skleralne, meke, hibridne ili plinopropusne (tvrde) kontaktne leće.

Upute za uporabu

Prije prvog korištenja očistite pomagalo 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite da se osuši.

Umetanje – Postavite pomagalo na svjetleći dio svjetiljke u obliku pisaljke. Postavite kontaktnu leću na sredinu čašice. Slijedite upute za pripremu leće kako vam je objasnio oftalmolog ili optičar.

Upalite svjetiljku u obliku pisaljke i nježno usmjerite leću prema otvorenom oku pomažući se pri tom svjetlećim središtem čašice kao vodičicom. Drugom rukom držite očne kapke otvorenima i postavite leću na rožnicu. Nakon što se leća priljubila za oko, odmaknite Luma-Serter Plus. Filtar svjetla sprječava da otopina za kontaktne leće dopre u svjetiljku u obliku pisaljke. Pomagalo je oblikovano tako da pristaje na vršak većine svjetiljki u obliku pisaljke. Ako pacijent to preferira, pomagalo može postaviti na vršak prsta umjesto svjetiljke u obliku pisaljke. Nabori u čašici osmišljeni su da povećaju površini na kojoj leži leća i da sprječavaju da se leća zalijepi za pomagalo Luma-Serter Plus.

Slijedite upute svoga optičara/oftalmologa.

Čišćenje

Svakiput nakon uporabe pomagalo očistite 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite ga da se osuši. Nakon sušenja pomagalo spremite u njegovu kutiju. Planirajte ga zamijeniti svakih šest mjeseci.

Mjere opreza: Ako pomagalo slučajno primijenite na površini oka, samo ga povucite od oka jer nema sukcije. Izbjegavajte klizanje pomagalom po površini oka.

Oprez: Ovaj proizvod nemojte držati u blizini tekućina kao što su krema za ruke, gel za kosu, sredstvo za uklanjanje laka za nokte i jako oksidirajućih sredstava.

Oprez: Opasnost od gušenja. Držite ovo pomagalo i sve druge medicinske naprave izvan dosega male djece. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu kod bolesnih ili ozlijeđenih očiju. Ako iskusite nadražaj oka, neobičajeno oslabljen vid ili bol, obratite se oftalmologu.

Oprez: Premda s primjenom ovog proizvoda nisu zabilježene alergije, **proizvod sadrži suhu prirodnu gumu. Ne sadrži poznati alergen tekući lateks.**

NEMOJTE UPOTREBLJAVATI Luma-Serter Plus s kontaktnim lećama manjim od 12,5 mm, kako biste izbjegli doticanje površine oka.

Ako Vam se svezi primjene ovog proizvoda dogodi ikakav ozbiljni događaj, prijavite to proizvođaču. Ako živite u EU događaj prijavite kompetentnim tijelima u zemlji članici u kojoj ste nastanjeni.

Ovaj proizvod omogućuje nosiocima kontaktnih leća umetanje i uklanjanje kontaktnih leća tako da se upotrebljava u skladu s namjenom. Stoga se ovaj proizvod smatra medicinskim proizvodom.

Zbrinjavanje otpada

Korporacija DMV preporučuje zbrinjavanje iskorištenih DMV proizvoda u skladu s lokalnim propisima važećima u trenutku zbrinjavanja.

Ovo je medicinski proizvod.

Ne čuvati na temperaturi iznad 105 °C/220°F

Pročitajte upute za uporabu dmvcorp.com

Zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla

Za jednog pacijenta - višekratna uporaba

Datum proizvodnje

Uvoznik

Proizvajalec

Država proizvođačica

Ovlašteni predstavnik

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA