



fra



DMV Luma Serter Plus™

Aide à l'insertion des lentilles de contact de grand diamètre

But de l'utilisation

DMV Luma-Serter Plus est une aide à l'insertion des lentilles de contact d'un diamètre supérieur à 13 mm. Il convient pour les lentilles de contact souples, les lentilles hybrides et les lentilles de contact perméables aux gaz avec un diamètre correspondant.

Mode d'emploi

Avant d'utiliser le DMV (Product name) s pour la première fois, nettoyez-le avec de l'alcool isopropylique à 70% et laissez-le sécher à l'air.

INSERTION – Placez le Luma-Serter Plus sur l'extrémité éclairée d'une lampe de poche. Placez la lentille de contact au centre du petit bol incliné. Suivez les instructions de préparation des lentilles de votre professionnel des soins de la vue. Allumez la lampe de poche et déplacez doucement l'objectif vers l'œil ouvert en vous guidant sur le centre éclairé de la tasse. De l'autre main, tenez les paupières ouvertes et placez la lentille sur l'œil devant la pupille. Dès que la lentille adhère à l'œil, éloignez le Luma-Serter Plus de l'œil. Le filtre intégré dans la coupelle empêche la solution des lentilles de contact de s'écouler vers la lampe de poche. La base de la DMV Luma-Serter Plus est conçue pour s'adapter à l'extrémité de la plupart des petites torches. En alternative, vous pouvez placer l'appareil sur l'extrémité d'un doigt au lieu d'une lampe de poche. Les nervures du petit bol sont conçues de manière à ce que la lentille repose sur une surface surélevée. Les nervures empêchent également la lentille de coller au Luma-Serter Plus.

Suivez les instructions de votre spécialiste des lentilles de contact / professionnel de la vue.

Nettoyage

Après chaque utilisation, nettoyer le DMV Luma Serter Plus avec de l'alcool isopropylique à 70% et le laisser sécher à l'air libre. Prévoyez de le remplacer après 6 mois.

Précaution: Si vous placez accidentellement l'aide d'insertion sur la surface de l'œil, éloignez-la lentement de l'œil, car le Luma-Serter n'a aucun effet d'aspiration. Évitez de glisser le DMV Luma-Serter Plus sur la surface de l'œil.

Considération: Tenir le DMV Ultra /DMV 45 éloigné de la crème pour les mains, du gel capillaire, du dissolvant pour vernis à ongles et des agents oxydants puissants.

Considération: Risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Garder ce produit et tous les autres instruments médicaux hors de portée des jeunes enfants. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit pour les yeux malades ou blessés. Si vous avez un œil rougi, si vous avez le mauvais œil ou si vous sentez une douleur, consultez votre spécialiste en lentilles de contact ou un ophtalmologiste.

Considération: Bien qu'il n'y ait aucune indication d'allergie, DMV Corporation vous rend attentif au fait que ce **produit est fait de caoutchouc naturel sec**. Cependant, **le matériau ne contient pas de latex liquide** connu sous le nom d'allergène.

N'utilisez pas le Luma Serter Plus avec des lentilles de contact dont le diamètre est inférieur à 12,5 mm afin d'éviter tout contact de l'œil avec l'aide à l'insertion.

Si un incident grave vous concernant est survenu avec cet appareil, signalez-le au fabricant. Si vous résidez dans l'UE, signalez l'incident à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous êtes établi.

Ce produit permet aux porteurs de lentilles de contact d'insérer et / ou de retirer leurs lentilles de contact afin de les utiliser conformément à leur destination. Par conséquent, il est considéré comme un dispositif médical.

Élimination des déchets

DMV Corporation recommande d'éliminer les produits DMV usagés conformément aux réglementations locales en vigueur au moment de l'élimination.



Dispositif médical



Protéger du soleil direct



Importateur



Ne pas conserver plus chaud que 105° C / 220° F



Un seul patient – à usage multiple



Fabricant

Suivez les instructions d'utilisation dmvcorp.com

Date de fabrication



Pays de fabrication



Représentant autorisé

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, AustriaEmergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The NetherlandsSwitzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, SwitzerlandMedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, SwitzerlandUK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UKEmergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UKDMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA