



DMV Luma Serter Plus™

Aplicator cu iluminare pentru lentile cu diametru mare

Utilizarea propusă

DMV Luma Serter Plus este proiectat pentru aplicarea lentilelor de contact cu un diametru mai mare de 13 mm. Se poate utiliza pentru lentile de contact sclerale, moi, hibride sau gaz-permeabile (rigide).

Instrucțiuni de utilizare

Înainte de prima utilizare, curățați dispozitivul cu alcool izopropilic 70% și lăsați-l să se usuce la aer.

Aplicarea – Puneți dispozitivul în dreptul capătului iluminat al unei lanterne. Așezați lentila de contact în centrul cupei. Respectați instrucțiunile de preparare a lentilei furnizate de medicul oftalmolog. Aprindeți lanterna și apropiați încet lentila de ochiul deschis, ghidându-vă cu centrul iluminat al cupei. Ținând pleoapele deschise cu mâna cealaltă, aplicați lentila pe corne. Odată ce lentila a aderat la ochi, retrageți dispozitivul Luma Serter Plus. Filtrul încorporat împiedică scurgerea soluției pentru lentile de contact pe lanternă. Conformarea dispozitivului asigură compatibilitatea acestuia cu capetele celor mai multe tipuri de lanterne. După preferințele pacientului, dispozitivul poate fi poziționat pe vârful unui deget în loc de capătul unei lanterne. Striațiile din cupă au rolul de a crea o suprafață ridicată pe care să se sprijine lentila, împiedicând astfel lipirea lentilei de dispozitivul Luma-Serter Plus.

Respectați instrucțiunile specialistului dvs. în lentile de contact/medicului oftalmolog.

Curățarea

După fiecare utilizare, curățați dispozitivul cu alcool izopropilic 70% și lăsați-l să se usuce la aer. După ce s-a uscat, păstrați dispozitivul în cutia sa. Aveți în vedere încăuirea dispozitivului la fiecare șase luni.

Precauție: În cazul în care aplicați accidental dispozitivul pe suprafața ochiului, retrageți-l pur și simplu de pe ochi, întrucât nu există aspirație. Nu glisați dispozitivul pe suprafața ochiului.

Atenție: Nu lăsați acest produs în apropierea anumitor lichide, cum sunt cremele de mâini, gelurile de păr, produse pentru îndepărtarea lacului de unghii și agenți oxidanți puternici.

Atenție: Pericol de sufocare. Nu lăsați acest dispozitiv și toate celelalte dispozitive medicale la îndemâna copiilor mici. Nu se recomandă utilizarea acestui produs în caz de afecțiuni sau leziuni oculare. Dacă suferiți de iritații oculare, tulburări de vedere neobișnuite sau durere la nivelul ochilor, consultați specialistul oftalmolog.

Atenție: Deși nu există dovezi privind probleme de alergii asociate cu acest produs, **produsul conține cauciuc natural uscat. Nu conține latex lichid, un alergen cunoscut.**

NU UTILIZAȚI Luma-Serter Plus împreună cu lentile de contact cu diametrul mai mic de 12,5 mm, pentru a evita atingerea suprafeței ochiului.

Dacă ați fost implicat în orice fel de incident grav asociat cu acest dispozitiv, raportați acest lucru producătorului. Dacă sunteți rezident în UE, raportați incidentul către autoritatea competentă a statului membru în care sunteți stabilit.

Acest produs le permite purtătorilor de lentile de contact să își aplice și/sau să își scoată lentilele, pentru a le utiliza în conformitate cu scopul propus al acestora. Prin urmare, acest produs este considerat un dispozitiv medical.

Eliminarea deșeurilor

DMV Corporation recomandă eliminarea produselor DMV utilizate în conformitate cu reglementările locale în vigoare în momentul eliminării.



Acest produs este un dispozitiv medical.



A nu se depozita la temperaturi mai mari de 105°C / 220°F



A se citi instrucțiunile de utilizare dmvcorp.com



A se proteja de radiația solară directă



Un singur pacient - mai multe utilizări



Data de fabricație



Importator



Producător



Tara de fabricație



Reprezentant autorizat



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

