



slv



DMV Luma Serter Plus™

Osvetljeni pripomoček za vstavljanje velikih leč

Predvidena uporaba

Pripomoček DMV Luma-Serter Plus je izdelan za vstavljanje kontaktnih leč s premerom več kot 13 mm. Lahko se uporablja za skleralne, mehke, hibridne ali plinoprepustne (trdne) kontaktne leče.

Navodila za uporabo

Pred prvo uporabo pripomoček očistite s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom in počakajte, da se posuši na zraku.

Vstavljanje – Namestite pripomoček na svetilni del mini žepne svetilke. Namestite kontaktno lečo na sredino priseska. Sledite navodilom za pripravo leče, ki vam jih je dal vaš strokovnjak za očesno nego. Vključite mini žepno svetilko in nežno pomaknite lečo k odprtemu očesu, pri čemer kot vodilo uporabljajte osvetljeni center priseska. Z drugo roko držite veke razprte in položite lečo na roženico. Ko se leča oprime očesa, odstranite pripomoček Luma-Serter Plus. Svetlobni filter preprečuje, da bi tekočina za kontaktne leče vstopila v mini žepno svetilko. Pripomoček je oblikovan tako, da se prilega večini mini žepnih svetilk. Če uporabnik želi, lahko pripomoček namesti na konico prsta namesto na mini žepno svetilko.

Rebra na prisesku tvorijo privzdignjeno površino, na kateri leča počiva, in preprečujejo, da bi se leča prilepila na pripomoček Luma-Serter Plus.

Ravnajte se po navodilih svojega predpisovalca kontaktnih leč/strokovnjaka za očesno nego.

Čiščenje

Po vsaki uporabi pripomoček očistite s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom in pustite, da se posuši na zraku. Ko se pripomoček posuši, ga shranite v njegov etui. Načrtujte zamenjavo pripomočka vsakih šest mesecev.



Predvidnostni ukrep: Če pripomoček nenamerno namestite na površino očesa, ga preprosto povlecite stran od očesa, saj ni prisotna sesalna sila. S pripomočkom ne smete drseti po površini očesa.



Opozorilo: Ta pripomoček ne sme priti v stik s snovmi, kot so kreme za roke, geli za lase, odstranjevalci laka in močni oksidanti.



Opozorilo: Nevarnost zadušitve. Ta pripomoček in vse druge medicinske pripomočke shranjujte zunaj dosega majhnih otrok. Ta izdelek se ne priporoča za uporabo pri bolnih ali poškodovanih očeh. Če se pri vas pojavi draženje oči, neobičajna okvara vida ali bolečina, se posvetujte s svojim strokovnjakom za nego oči.



Opozorilo: Čeprav ni dokazov za težave z alergijami v povezavi s tem izdelkom, je treba upoštevati, da vsebuje suho naravno gumo. Ne vsebuje tekočega lateksa, ki je znan alergen.



Pripomočka Luma-Serter Plus NE UPORABLJAJTE za kontaktne leče s premerom, manjšim od 12,5 mm, da ne pride do stika s površino očesa.

Če pride do kakršnega koli resnega neželenega dogodka v povezavi s tem pripomočkom, vas prosimo, da o tem poročate proizvajalcu. Če prebivate v EU, o neželenem dogodku poročajte pristojnemu organu države članice, v kateri imate stalno prebivališče.

Ta izdelek uporabnikom kontaktnih leč omogoča vstavljanje in/ali odstranjevanje kontaktnih leč, da jih lahko uporabljajo skladno s predvidenim namenom. Zato ta izdelek velja za medicinski pripomoček.

Odstranjevanje odpadkov

DMV Corporation priporoča, da uporabljene izdelke DMV odstranite skladno z lokalnimi predpisi, ki veljajo v času odlaganja.



Ta izdelek je medicinski pripomoček.



Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.



Uvoznik



Shranjujte pri temperaturi do 105 °C/220 °F



Za nega bolnika - za večkratno uporabo



Proizvajalec



Preberite navodila za uporabo. dmvcorp.com



Datum proizvodnje



Država proizvajalca



Pooblaščen zastopnik



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

