



slk



## DMV Soft Lens Handler™

### Pomôcka na vyberanie/vkladanie mäkkých kontaktných šošoviek

#### Účel použitia

Pomôcka DMV Soft Lens handler je navrhnutá na vkladanie a vyberanie mäkkých kontaktných šošoviek.

#### Návod na použitie

Pred prvým použitím očistite pomôcku 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu.

Vyberanie – Zatláčte uchopovacie podložky pevne proti prednej strane mäkkej kontaktnej šošovky. Pred zrkadlom sa uistite, či je šošovka na rohovke. jemne stlačte uchopovacie podložky k sebe, aby ste mohli vybrať kontaktnú šošovku.

Vkladanie – Položte mokrú kontaktnú šošovku na malý koniec pomôcky, ako ukazuje šípka. Nechajte šošovku, aby prekryla koniec pomôcky, takže môžete pozorovať váš postup cez šošovku.

Postupujte podľa pokynov vášho poskytovateľa kontaktných šošoviek/očného špecialistu.

#### Čistenie

Zakaždým po použití pomôcky ju vyčistite 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu. Po uschnutí uchovávajte pomôcku v jej puzdre. Vymieňajte ju každých šesť mesiacov.

**Opatrenie:** Ak nechcete aplikujete pomôcku na povrch oka, jednoducho ju odoberte, pretože nedochádza k prisatiu. Vyhnite sa posúvaniu pomôcky po povrchu oka.

**Upozornenie:** Uchovávajte tento produkt v neprítomnosti tekutín ako sú krém na ruky, vlasové gély, odľakovač a silné oxidačné látky.

**Upozornenie: Riziko udusenía.** Uchovávajte túto zdravotnícku pomôcku ako aj všetky ostatné zdravotnícke pomôcky mimo dosahu malých detí. Tento produkt sa neodporúča používať pri ochoreniach alebo poraneniach očí. Ak máte podráždené oči, neobvyklú poruchu videnia alebo bolesť, poraďte sa so svojím očným lekárom.

**Upozornenie:** Aj keď pre tento neexistuje žiadny dôkaz problémov s alergiou, **tento produkt obsahuje suchý prírodný kaučuk. Neobsahuje tekutý latex**, ktorý je známym alergénom.

**NEPOUŽÍVAJTE túto pomôcku s tvrdými, pre plyn permeabilnými, sklerálnymi ani hybridnými kontaktnými šošovkami.**

Ak sa u vás vyskytol akýkoľvek závažný prípad súvisiaci s touto pomôckou, hláste to výrobcovi. Ak žijete v EÚ, hláste prípad kompetentnému úradu členského štátu, v ktorom sídlite.

Tento produkt umožňuje používateľom kontaktných šošoviek vkladat' a/alebo vyberat' ich kontaktné šošovky, aby ich mohli používať podľa ich účelu použitia. Preto sa tento produkt považuje za zdravotnícku pomôcku.

#### Likvidácia odpadu

Spoločnosť DMV Corporation odporúča likvidovať použité produkty DMV v súlade s miestnymi predpismi platnými v čase likvidácie.



Tento produkt je zdravotnícka pomôcka.



Chráňte pred priamym slnečným žiarením.



Dovozca



Neuchovávajte pri teplote viac ako 105 °C / 220 °F



Jeden pacient - Viacnásobné použitie



Výrobca



Prečítajte si návod na použitie. [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Dátum výroby



Krajina výroby



Splnomocnený zástupca



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK

