



# DMV Scleral Cup™

## Skleraalisille piilolinssille ja silmäproteeseille

### Käyttötarkoitus

DMV Scleral Cup on suunniteltu skleraalisten piilolinssien asettamista/poistamista ja silmäproteesien poistamista varten.

### Käyttöohjeet

Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla ja anna ilmkuihua.

**Poistaminen** – Kostuta imukuppi ja purista kädensijaa. Aseta imukuppi skleraalista piilolinssiä vasten käyttäen peiliä apuna. Lopeta kädensijan puristaminen, jolloin imu pitelee piilolinssistä kiinni. Silloin voit käsitellä piilolinssiä niin, että voit poistaa sen silmästä. Noudata piilolasioptikkosi antamia menettelyohjeita. Silmästä poistamisen jälkeen lopeta imu puristamalla jälleen kädensijasta ja poista piilolinssi imukupista.

**Asettaminen** – Aseta märkä piilolinssi imukuppiin puristamatta kädensijaa. Märkä linssi tarttuu kuppiin. ÄLÄ purista kädensijaa asettaessasi linssiä silmään. Aseta skleraalin piilolinssi auki olevaan silmään varovasti.

Noudata piilolinssioptikoltasi saamiasi ohjeita.

### Puhdistus

Puhdista DMV Scleral Cup jokaisen käyttökerran jälkeen 70-prosenttisellä isopropyylialkoholilla ja anna sen ilmkuihua. Kun laite on kuivunut, säilytä sitä kotelossaan. **Pidä ilmanakava puhtaana jätämateriaalista.** Vaihda se uuteen kuuden kuukauden välein.

**Huomioitavaa:** Jos DMV Scleral Cup jää tahattomasti kiinni silmään, purista kädensijaa hieman niin että imu lakkaa, ja poista piilolinssi silmästä.

**Huomio:** Älä päästä tätä tuotetta kosketuksiin erilaisten nesteiden, kuten käsivoiteiden, hiusgeelien, kynsilakan poistoaineiden ja voimakkaasti hapettavien aineiden kanssa.

**Huomio: Tukehtumisvaara.** Pidä tämä laite ja muut lääkinälliset laitteet pois pienten lasten ulottuvilta. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi silmiin, joissa on jokin sairaus tai vamma. Jos havaitset silmissäsi ärsytystä, epätavallista näön heikkenemistä tai kipua, ota yhteys optikkoon tai silmälääkäriin.

**Huomio:** Vaikka tämän tuotteen käytön yhteydessä ei ole todettu allergioita, **se sisältää kuitenkin kuivaa luonnonkumia. Se ei sisällä nestemäistä lateksia,** joka on tunnettu allergeeni.

**DMV Scleral Cup-tuotetta EI SAA käyttää PEHMEIDEN piilolinssien tai hybridipiilolinssien käsittelyyn.**

Jos tämän laitteen käytössä on ilmennyt jokin vakava tapahtuma, ilmoita siitä valmistajalle. Jos asut jossakin EU:hun kuuluvassa maassa, ilmoita tapahtumasta asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tämän tuotteen avulla piilolinssien käyttäjät voivat asettaa ja/tai poistaa piilolinssit siten, että he voivat käyttää linsskejä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Tämän vuoksi tuote kuuluu lääkinällisiin laitteisiin.

### Jätteen hävittäminen

DMV Corporation suosittelee käytettyjen DMV-tuotteiden hävittämistä hävittämishetkellä voimassa olevien paikallisten säännösten mukaan.

Tämä tuote on lääkinällinen laite

Pidä poissa suorasta auringonvalosta

Maahantuojaja

Ei saa säilyttää yli 105 °C:n lämpötilassa.

Henkilökohtainen - kestokäyttöinen

Valmistaja

Lue käyttöohjeet [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)

Valmistuspäivämäärä.

Valmistusmaa

Valtuutettu edustaja

EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria

Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands

Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland

MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland

UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

