



# DMV Scleral Cup™

## Skleraalsete kontaktläätsede ja silmaproteeside jaoks

### Sihotstarve

DMV Scleral Cup on mõeldud skleraalsete kontaktläätsede paigaldamiseks ja eemaldamiseks ning silmaproteeside eemaldamiseks.

### Kasutusjuhend

Enne esmakordselt kasutamist puhastage seadet 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada.

**Eemaldamine** – Niisutage iminapp ja pigistage käepidet. Asetage iminapp peegli abil vastu skleraalset kontaktläätsesse. Lõdvendage haaret ümber käepideme ja laske iminapal kontaktläätsesele kinnituda. Seejärel saab kontaktläätsesse manipuleerida ja silmast eemaldada. Teile kontaktläätsed paigaldanud isik juhendab teid kõige sobivama meetodi osas. Pärast kontaktläätsese eemaldamist pigistage uuesti käepidet; sellega peatate imamise ja saate kontaktläätsesse iminapalt eemaldada.

**Paigaldamine** – Asetage niisutatud kontaktlääts iminapale ilma käepidet pigistamata. Niisutatud kontaktlääts kinnitub napale. ÄRGE pigistage käepidet kontaktläätsese paigaldamise ajal. Asetage skleraalne kontaktlääts õrna liigutusega avatud silma.

Järgige teile kontaktläätsed paigaldanud isiku / silmaarsti juhiseid.

### Puhastamine

Iga kord pärast seadme DMV Scleral Cup kasutamist puhastage seda 70% isopropüülalkoholiga ja laske õhu käes kuivada. Pärast kuivatamist hoidke seadet selle karbis. Hoidke õhukanal prügivaba. Võtke plaani seade iga kuue kuu tagant välja vahetada.

**Ettevaatusabinõud:** Kui seade DMV Scleral Cup peaks kogemata silma külge kinnituma, pigistage imamise peatamiseks õrnalt käepidet ja eemaldage seade silmast.

**Hoiatus:** Vältige seadme kokkupuudet vedelikega, nagu kätekreemid, juuksegeelid, küünelakieemaldid ja tugevalt oksüdeerivad ained.

**Hoiatus: Lämmusisoht.** Hoidke seda ja kõiki muid meditsiiniseadmeid väikelastest eemal. Seda seadet ei soovitata kasutada, kui silmad on haiged või vigastatud. Kui teil tekib silmaärritus, ebaharilik nägemishäire või valu, pidage nõu oma silmaarstiga.

**Hoiatus:** Ehkki puuduvad tõendid selle seadmega seotud allergiaprobleemide kohta, sisaldab see siiski kuiva looduslikku kummit. See ei sisalda vedelat lateksit, mis on tuntud allergeen.

**ÄRGE kasutage DMV Scleral Cup seadet pehmete või hübriidsete kontaktläätsede jaoks.**

Kui teil on selle seadmega seoses juhtunud mõni tõsine vahejuhtum, teatage sellest tootjale. Kui elate ELis, teatage juhtumist selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus olete asutatud.

Selle seadmega saavad kontaktläätsede kandjad paigaldada ja/või eemaldada kontaktläätsi nende sihtotstarbelise kasutamise eesmärgil. Seetõttu loetakse seda seadet meditsiiniseadmeks.

### Jäätmekäitlus

DMV Corporation soovib kasutatud DMV tooted utiliseerida vastavalt jäätmekäitluse ajal kehtivatele kohalikele eeskirjadele.



See seade on meditsiiniseade



Hoida otsese päikesevalguse eest



Maaletooja



Hoida temperatuuril kuni 105 °C/220°F



Ühele patsiendile – mitmekordseks kasutamiseks



Tootja



Loe kasutusjuhendit dmvcorp.com



Tootmiskuupäev



Tootja riik

Autoriseeritud esindaja



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK

