



pol



## DMV Scleral Cup™

### Do skleralnych soczewek kontaktowych i protez oczu

#### Przeznaczeniem

Urządzenie DMV Scleral Cup jest przeznaczone do zakładania i zdejmowania skleralnych soczewek kontaktowych i wyjmowania protez oczu.

#### Instrukcja użytkownika



Przed pierwszym użyciem należy oczyścić urządzenie 70% roztworem alkoholu izopropylowego i pozostawić je do wyschnięcia.

**Wyjmowanie** – Zwільnić czaszę ssącą i ścisnąć uchwyt. Posługując się lusterkiem, umieścić czaszę ssącą naprzeciw skleralnej soczewki kontaktowej. Zwoľnić nacisk na uchwyt, aby umożliwić przytrzymanie soczewki kontaktowej przez siłę ssania. Następnie możliwe będzie manipulowanie soczewką kontaktową, które umożliwi jej zdjęcie z oka. Aby uzyskać najlepszą technikę, należy przestrzegać wskazówek osoby, która dopasowała soczewkę kontaktową. Po zdjęciu soczewki ponownie ścisnąć uchwyt, aby zwolnić ssanie i zdjąć soczewkę z czaszy ssącej.

**Zakładanie** – Umieścić zwilżoną soczewkę kontaktową na czaszy bez ściskania uchwytu. Wilgotna soczewka przylgnie do czaszy. **NIE NALEŻY** ścisnąć uchwytu przy zakładaniu soczewki. Delikatnie umieścić soczewkę skleralną na otwartym oku.

Należy przestrzegać wskazówek osoby, która dopasowała soczewkę kontaktową/okulisty.

#### Czyszczenie

Po każdym użyciu urządzenia DMV Scleral Cup należy je oczyścić 70% roztworem alkoholu izopropylowego i pozostawić do wyschnięcia. Po wysuszeniu urządzenie należy przechowywać w jego opakowaniu. **Należy oczyszczać kanał powietrzny z zanieczyszczeń.** Należy je wymieniać co sześć miesięcy.



**Środek ostrożności:** W razie przypadkowego przyczepienia urządzenia DMV Scleral Cup do gałki ocznej należy ścisnąć lekko uchwyt, co spowoduje ustąpienie ssania i zdjąć urządzenie z oka.



**Przeostroża:** Należy unikać kontaktu tego urządzenia z płynami takimi jak krem do rąk, żel do włosów, zmywacz do paznokci oraz silne środki utleniające.



**Przeostroża: Ryzyko zadławienia.** Należy przechowywać to urządzenie oraz wszelkie inne urządzenia medyczne w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Nie zaleca się stosowania tego produktu w przypadku choroby lub urazu oka. W razie wystąpienia podrażnienia oka, nietypowego upośledzenia wzroku lub bólu, należy się skontaktować z okulistą.



**Przeostroża:** Nie ma dowodów wskazujących na występowanie reakcji alergicznej po stosowaniu tego produktu, **ale zawiera ono suchy lateks z naturalnej gumy. Nie zawiera płynnego lateksu,** który jest alergenem.



**NIE należy używać DMV Scleral Cup do MIĘKKICH lub hybrydowych soczewek kontaktowych.**

W razie wystąpienia jakiegokolwiek poważnego incydentu związanego ze stosowaniem tego urządzenia należy je zgłosić do producenta. Mieszkańcy UE powinni zgłaszać taki incydent do właściwego organu kraju członkowskiego miejsca zamieszkania.

Niniejszy produkt umożliwi osobom noszącym soczewki kontaktowe ich zakładanie i (lub) zdejmowanie w celu stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem. Ten produkt jest więc urządzeniem medycznym.

#### Utylizacja odpadów

Firma DMV Corporation zaleca utylizowanie zużytych produktów DMV zgodnie z miejscowymi przepisami obowiązującymi w czasie dokonywania utylizacji.



Ten produkt jest urządzeniem medycznym



Chronić przed bezpośrednim wpływem światła słonecznego



Importer



Nie przechowywać w temperaturze powyżej 105°C/220°F



Do wielokrotnego użytku przez jednego pacjenta



Producent



Należy zapoznać się z instrukcją użytkownika [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Data produkcji



Kraj produkcji



Upoważniony przedstawiciel



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK

