



dan

DMV Versa™



Remover end



Inserter end

Enhed til udtagning/isætning af sklerale kontaktlinser

Påtænkt anvendelse

DMV Versa er beregnet til isætning og udtagning af sklerale kontaktlinser.

Brugsanvisning

Før enheden anvendes første gang, renses den med 70 % isopropylalkohol med efterfølgende lufttørring.

Udtagning – Fugt sugekoppen (den mindste ende) på DMV Versa med saltopløsning, før den til øjet og anbring den på forsiden af den sklerale kontaktlinse tæt på kanten. Træk langsomt linsen væk fra øjet. Dette vil løse tilklæbningen af linsen, og linsen vil komme fri fra øjet. Efter udtagning glides kontaktlinnen forsigtigt sidelæns fra sugekoppen..

Isætning – Anbring en våd skleral linse på den store ende af Versa, hvor linsen vil klæbe let fast. Hold øjenlågene åbne med den anden hånd, og anbring den sklerale kontaktlinse på øjet. Når linsen er klæbet til øjet, fjernes DMV Versa. Ribberne i koppen er beregnet til at tilvejebringe en hævet overflade, som linsen kan hvile på og forhindrer, at linsen klæber fast til Versa. Brug et spejl til hjælp.

Følg anvisningen fra din kontaktlinsetilpasser/øjenplejerson.

Rensning

Enheden skal hver gang efter brug renses med 70 % isopropylalkohol og efterfølgende lufttørres. Enheden opbevares i dens pakning efter tørring. Planlæg at udskifte den hver 6. måned.

Forsigtighedsforanstaltning: Hvis DMV Versa utilsigtet bliver anbragt på øjet med den lille ende (sugekoppen), skal den glides til øjenkrogen, og fjernes ved at dreje. If DMV Versa utilsigtet bliver anbragt på øjet med den store ende (støttepude), skal den blot fjernes fra øjet, da der ikke er noget sug i denne ende.

Forsigtig: Produktet må ikke opbevares sammen med væsker, såsom håndcreme, hængeler, neglelakfjerner og kraftige oxidreringsmidler.

Forsigtig: Kvælningsfare. Denne og alle andre medicinske enheder skal opbevares utilgængeligt for små børn. Dette produkt bør ikke anvendes ved sygdom eller skade i øjet. Hvis du får et irriteret øje, en usædvanlig synsforringelse eller smerter, skal du konsultere din øjenplejerson.

Forsigtig: Der er ingen evidens for allergiproblemer med dette produkt, omend det indeholder tørt naturgummi. Det indeholder ikke flydende latex, som er et kendt allergen.

Brug IKKE DMV Versa til udtagning af BLØDE eller hybrid-kontaktlinser.

Hvis du har oplevet en alvorlig hændelse, der er forbundet med denne enhed, skal du indberette den til producenten. Hvis du bor i EU, skal du indberette hændelsen til den kompetente myndighed i det medlemsland, hvor du befinder dig.

Dette produkt gør kontaktlinsebrugere i stand til at isætte og/eller udtage deres kontaktlinser, så de kan bruges i henhold til det påtænkte formål. Dette produkt anses derfor for at være et medicinsk udstyr.

Bortskaffelse af affald

DMV Corporation anbefaler, at brugte DMV-produkter bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser, der er gældende på tidspunktet for bortskaffelse.



Dette produkt er et medicinsk udstyr



Beskyttes mod direkte sol



Importør



Må ikke opbevares ved temperaturer over 105°C
220°F



Til enkelt patient - fliergangsbrug



Fabrikant



Læs brugsanvisningen
dmvcorp.com



Fremstillingsdato



Fremstillingsland



Autoriseret repræsentant



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

