



Remover end



Inserter end

DMV Versa™

Fjerner/innsetter for sklerale kontaktlinser

Avsedd anvnding

DMV Versa er designet for innsetting og fjerning av sklerale kontaktlinser.

Bruksanvisning



Enheten skal rengjres med 70 % isopropylalkohol og lufttrkes fr frste gangs bruk.

FJERNING – Fukt sugekoppen (den minste enden) av DMV Versa med saltvann, fr den opp til yet og plasser den p forsiden av den sklerale linsen, nr kanten. Trekk langsomt linsen vekk fra yet. Denne fremgangsmten vil lsne festet til linsen og linsen vil slippe yet. Etter fjerning skyves kontaktlinsen forsiktig sidelengs av sugekoppen.

INNSETTING – Plasser en vt skleral linse p den største enden av Versa der linsen vil klebe seg lett fast. Hold yelokkene pne med den andre hnden, og plasser den sklerale kontaktlinse p yet. Nr linsen har festet seg til yet, tar du vekk DMV Versa. Ribbene i koppen er designet for  gi en forhyet overflate som linsen hviler p og hindrer linsen i  feste seg til Versa. Bruk et speil for veiledning.

Flg anvisningene fra optiker/yelege.

Rengjring

Rengjr enheten etter hver bruk med 70 % isopropylalkohol og la den lufttrke. Oppbevar enheten i etuiet etter trking. Planlegg  erstatte den hver sjette mned.



Forholdsregel: Hvis DMV Versa ved et uhell festes til yet med den smaleste enden (sugekoppen), skyver du den til yekroken og fjerner den ved  vri den. Hvis DMV Versa ved et uhell festes til yet med den største enden (hvieputen), kan du bare ta den rett ut av yet ettersom det ikke er noe sug i denne enden.



Forsiktig: Hold dette produktet unna vsker som hndkrem, hrgel, neglelakkfjerner og sterke oksidasjonsmidler.



Forsiktig: Kvelningsfare. Oppbevar dette og alt annet medisinsk utstyr utilgjengelig for sm barn. Dette produktet er ikke anbefalt for bruk med sykdom eller skade i yne. Hvis du opplever irritert ye, uvanlig synshemming eller smerte, ta kontakt med yelege.



Forsiktig: Selv om det ikke er tegn p allergiproblemer med dette produktet, inneholder det trr naturgummi. Det inneholder ikke flytende lateks, et kjent allergen.



IKKE bruk DMV Versa til fjerning av MYKE eller hybride kontaktlinser.

Hvis det har oppsttt en alvorlig hendelse i forbindelse med denne enheten, rapporter det til produsenten. Hvis du bor i EU, rapporter om hendelsen til myndighetene i medlemsstaten der du er etablert.

Dette produktet lar kontaktlinsebrukere sette inn og/eller fjerne kontaktlinser slik at de kan brukes i henhold til tiltenkt forml. Derfor er dette produktet ansett som en medisinsk enhet.

Avfallshndtering

DMV Corporation anbefaler  kaste brukte DMV-produkter i henhold til gjeldende lokale forskrifter.



Dette produktet er en medisinsk enhet



Beskyttes fra direkte sollys



Importr



Oppbevares ved hyst 105 C / 220  F



Enkeltpasient - flerbruk



Produsent



Les bruksanvisningen dmvcorp.com



Produksjonsdato



Produksjonsland



Autorisert representant



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zurich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

