



gre



Remover end



Inserter end

DMV Versa™

## Εφαρμοστής για την τοποθέτηση/αφαίρεση σκληρικών φακών επαφής

### Ενδεικνυόμενη χρήση

Ο εφαρμοστής DMV Versa έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση και την αφαίρεση σκληρικών φακών επαφής.

### Οδηγίες χρήσης



Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε τον εφαρμοστή με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη και αφήστε τον να στεγνώσει φυσικά.

**Αφαίρεση** – Υγράνετε τη βεντούζα (το μικρότερο άκρο) του εφαρμοστή DMV Versa με φυσιολογικό ορό, κατευθύνετε τη στο μάτι και τοποθετήστε τη στο μπροστινό μέρος του σκληρικού φακού επαφής κοντά στο άκρο. Τραβήξτε αργά τον φακό από το μάτι. Αυτή η ενέργεια θα χαλαρώσει την πρόσφυση του φακού και ο φακός θα αποσπαστεί από το μάτι. Μετά την αφαίρεση, σφύρετε προσεκτικά τον φακό επαφής από τη βεντούζα με μια πλάγια κίνηση.

**Εισαγωγή** – Τοποθετήστε έναν υγρό σκληρικό φακό στο μεγάλο άκρο του εφαρμοστή Versa, όπου θα προσκολληθεί ελαφρά. Κρατήστε ανοιχτά τα βλέφαρα με το άλλο χέρι και τοποθετήστε τον σκληρικό φακό επαφής στο μάτι. Αφού ο φακός προσκολληθεί στο μάτι, αφαιρέστε τον εφαρμοστή DMV Versa. Οι πτυλώσεις που υπάρχουν στη βεντούζα έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν μια ανυψωμένη επιφάνεια πάνω στην οποία ακουμπά ο φακός, αποτρέποντας έτσι την προσκόλλησή του στον εφαρμοστή Versa. Χρησιμοποιήστε έναν καθρέφτη για καθοδήγηση.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του υπεύθυνου εφαρμογής των φακών επαφής/του οφθαλμιάτρου σας.

### Καθαρισμός

Μετά από κάθε χρήση του εφαρμοστή, καθαρίζετε τον με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη και αφήνετέ τον να στεγνώσει φυσικά. Φυλάσσετε τον εφαρμοστή στη θήκη του αφού στεγνώσει. Φροντίστε να τον αντικαθιστάτε κάθε έξι μήνες.



**Προφύλαξη:** Αν ο εφαρμοστής DMV Versa προσκολληθεί κατά λάθος στο μάτι με το μικρό άκρο (βεντούζα), σφύρετέ τον στη γωνία του ματιού και αφαιρέστε τον με μια περιστροφική κίνηση. Αν ο εφαρμοστής DMV Versa προσκολληθεί κατά λάθος στο μάτι με το μεγάλο άκρο (υποστηρίγματα), αφαιρέστε τον απλώς από το μάτι, καθώς δεν υπάρχει αναρρόφηση σ' αυτό το άκρο.



**Προσοχή:** Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από υγρά, όπως κρέμα χειρών, τζελ μαλλιών, υγρό αφαίρεσης βερνικιού νυχιών και ισχυρά οξειδωτικά.



**Προσοχή: Κίνδυνος πνιγμού.** Κρατήστε αυτό και κάθε άλλο ιατροτεχνολογικό προϊόν μακριά από παιδιά. Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση σε νουούνα ή τραυματισμένα μάτια. Αν εμφανίσετε οφθαλμικό ερεθισμό, ασυνήθιστη οπτική διαταραχή ή πόνο, συμβουλευτείτε τον οφθαλμιάτρου σας.



**Προσοχή:** Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία πρόκλησης αλλεργίας από αυτό το προϊόν, **το προϊόν περιέχει ξηρό φυσικό ελαστικό. Δεν περιέχει υγρό λάτεξ**, που αποτελεί γνωστό αλλεργιογόνο.



**ΜΗ χρησιμοποιείτε τον εφαρμοστή DMV Versa για την αφαίρεση ΜΑΛΑΚΩΝ ή υβριδικών φακών επαφής.**

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο σοβαρό συμβάν σε σχέση με αυτό το προϊόν, αναφέρετέ το στον κατασκευαστή. Αν κατοικείτε στην ΕΕ, αναφέρετε το συμβάν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είστε εγκατεστημένος(η).

Αυτό το προϊόν δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες φακών επαφής να τοποθετούν ή/και να αφαιρούν τους φακούς επαφής τους ώστε να τους χρησιμοποιούν όπως ενδείκνυται. Ως εκ τούτου, θεωρείται ιατροτεχνολογικό προϊόν.

### Διάθεση αποβλήτων

Η DMV Corporation συνιστά τα χρησιμοποιημένα προϊόντα της DMV να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς που ισχύουν κατά τον χρόνο απόρριψης.



Το παρόν αποτελεί ιατροτεχνολογικό προϊόν



Προστατεύετε από το άμεσο ηλιακό φως



Εισαγωγέας



Μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 105 °C/220°F



Για πολλαπλή χρήση σε ένα μόνο ασθενή



Κατασκευαστής



Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Ημερομηνία κατασκευής



Χώρα παραγωγής



Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK

